



inspire joy of life

XXL

PRODUCTOS

CONTENIDO

XXL



EUROCHAIR² XXL
2.850
PÁGINA 3



iCHAIR XXL
1.614
PÁGINA 4



ASIENTO CATA-PULTA UPLIFT XXL
PÁGINA 5



BASTIDOR DE APOYO PARA INODORO XXL
PÁGINA 8




TABURETE DE DUCHA CON REPOSA-BRAZOS XXL
PÁGINA 9



ALPHA TABLA DE TRASLADO
PÁGINA 10



ALPHA DISCO GIRATORIO
PÁGINA 11



ALPHA ESTERAS DESLIZANTES
PÁGINA 12



ESTERA DESLIZANTE ABIERTA CAREMASTER ALPHA
PÁGINA 13



DATOS TÉCNICOS
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 15 O EN LA PÁGINA DEL PRODUCTO

MODELO REFORZADO

XXL



EUROCHAIR²
XXL
2.850



EUROCHAIR² XXL – LA EUROCHAIR-CLÁSICA PARA EL CUIDADO XXL

- estabilidad máxima para usuarios altos y pesados de hasta 200 kg
- para un uso diario continuo, activo
- componentes reforzados, p. ej. cinturón de asiento y trasero
- silla completamente equipada
- de uso universal y de adaptación individual
- silla de ruedas plegable con elementos de unión del chasis rígidos y tijera doble
- laterales ajustables en altura con soportes de brazos ajustables en profundidad
- tablero reposapiés continuo y barra de empuje transversal



Apropiado para el transporte de personas. Homologada según ISO 7176--19 (peso máximo del usuario: 200 kg)

APOYO EN LA RUTINA DIARIA



iCHAIR XXL – ESPECIALMENTE ESTABLE PARA USUARIOS DE HASTA 250 KG

- componentes reforzados
- dos potentes motores de 350 W
- suministro ideal con una gran anchura de asiento de hasta 77 cm
- ajuste eléctrico, p. ej. para el soporte para piernas y el ajuste de ángulo trasero
- sistema de asiento ErgoSeat y sistemas externos integrables para la adaptación individual
- módulo de mando con una gran pantalla LCD a color de 3,5" y Bluetooth/infrarrojos integrados para un control sencillo vía teléfono inteligente y el control del entorno



iCHAIR
XXL
1.614



ASIENTO CATAPULTA UPLIFT XXL

- soporta hasta 160 kg
- funda textil
- cómodo almohadillado
- función elevador ajustable para 4 categorías de peso
- modelo robusto
- idóneo para casi todas las sillas o bases rectas
- altura del asiento normal 10 cm más alta
- sin electricidad, con amortiguadores de presión a gas

ASIENTO
CATAPULTA
UPLIFT



Asiento catapulta Uplift

Número de pedido	38 01 30 1
Altura del asiento en mm	+ 100
Superficie de asiento en mm	400 x 450
Resistencia en kg	160
Clases de peso corporal en kg	90, 115, 130, 160
Peso en kg	3,7



TRASLADO
SEGURO

SEGURIDAD EN EL BAÑO

BASTIDOR DE APOYO PARA INODORO XXL

- construcción robusta
- pies de goma antideslizantes
- antioxidante gracias al recubrimiento sintético

ASIEN TO DE APOYO PARA INODORO XXL



TABURETE DE DUCHA CON REPOSABRAZOS XXL

- modelo muy estable
- disponible con cómodo respaldo
- antioxidante gracias al recubrimiento sintético
- superficie de asiento y respaldo de aluminio
- pies de goma antideslizamiento

TABURETE DE DUCHA CON REPOSABRAZOS XXL



	Bastidor de apoyo para inodoro XXL	Taburete de ducha con reposabrazos XXL
Número de pedido	30 18 01 2	30 18 00 2
Anchura en mm	600 ¹⁾ / 670 ²⁾	670 600 (entre los reposabrazos)
Fondo en mm		670
Tapa del inodoro en mm	360 x 450	
Altura del asiento en mm	550	550
Abertura en mm	220 x 350	
Peso en kg	11,8	14,8
Altura en mm	230 (reposabrazos)	230 (reposabrazos)
Superficie de asiento en mm	600 x 440	600 x 440
Resistencia en kg	200	200

¹⁾ interior
²⁾ exterior

TRASLADO SENCILLO

TABLA DE TRASLADO ALPHA

- superficie muy lisa
- minimiza la resistencia de fricción
- tiras antideslizantes en el dorso
- plegable longitudinalmente dos veces, para aumentar la estabilidad

OTROS
PRODUCTOS ALPHA
DISPONIBLES EN
WWW.MEYRA.COM

ALPHA
TABLA DE
TRASLADO



DISCO GIRATORIO ALPHA

- dos discos con un nivel giratorio
- superficie antideslizante
- incl. asidero para transporte
- apto también para zonas húmedas

ALPHA
DISCO
GIRATORIO




	Tabla de traslado ALPHA		Disco giratorio ALPHA
Número de pedido	38 10 00 1	38 10 00 2	38 10 02 4
Medidas en mm	330 x 600	330 x 750	Ø 400
Color	negro		gris
Material	polipropileno		polipropileno
Resistencia en kg	200		200

CAMBIO SEGURO DE POSICIÓN

- ESTERAS DESLIZANTES ALPHA**
- manguera sinfín desplazable con superficie interior lisa
 - estable y duradera

OTROS PRODUCTOS ALPHA DISPONIBLES EN WWW.MEYRA.COM

ALPHA ESTERAS DESLIZANTES



ESTERA DESLIZANTE ABIERTA CAREMATER ALPHA

- para traslado tumbado y sentado
- cintas de tejido extra fuerte
- apta para cambiar la posición en la cama

ALPHA ESTERA DESLIZANTE ABIERTA CAREMASTER



	Esteras deslizantes ALPHA		Esteras deslizantes abiertas Caremater ALPHA	
Número de pedido	3810004	3810006	3810056	3810057
Medidas en mm	500 x 600	1.000 x 700	1.750 x 600	1.850 x 700
Color	azul / rojo		azul / rojo	
Material	PES / carbono		PES / carbono	
Resistencia en kg	200		200	

VENTAJAS



EUROCHAIR² XXL 2.850

PÁGINA 3

- 5 anchuras de asiento de 48 – 65 cm disponibles
- compatible con el sistema de módulos MEYRA
- de ajuste personalizado
- la Eurochair clásica con componentes reforzados
- para usuarios de hasta 200 kg de peso



iCHAIR XXL

PÁGINA 4

- para usuarios de hasta 200 / 250 kg de peso
- anchuras de asiento de hasta 77 cm
- ajuste personalizado y reutilización más sencilla
- soportes para pierna, ajuste del respaldo y basculación eléctricos
- dos potentes motores de 350 W

DATOS TÉCNICOS

Tolerancias de medición ± 10 mm, ± 2°, datos reservados a modificaciones constructivas

	EUROCHAIR² XXL 2.850	iCHAIR XXL 1.614
Longitud en mm	máx. 1.070 ⁷⁾ , / máx. 840 ⁸⁾	1.150 ⁷⁾ / 850 ⁸⁾
Anchura en mm	680 / 700 / 730 / 780 / 850	670 – 920 ⁹⁾
Anchura plegada en mm	310	
Ancho de asiento en mm	480 / 500 / 530 / 580 / 650	530 – 770 ²⁾
Profundidad de asiento en mm	430 / 460 / 490	430 – 600 ²⁾
Longitud de piernas en mm		370 – 510 ²⁾
Altura de asiento parte delantera en mm	variable 460 – 520	460 – 560 ¹⁾²⁾ / 530 – 630 ⁹⁾
Altura de asiento parte trasera en mm	variable 460 – 520	
Altura total en mm	930	1.020 – 1.150 ²⁾
Altura del respaldo en mm	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	530 – 570 ²⁾
Altura del reposabrazos en mm	210 – 260	170 – 280 ²⁾
Longitud de transporte en mm		850
Altura de transporte mín. en mm		860
Tamaño de rueda delantera en mm (pulgadas)		260 x 70 (10")
Tamaño de rueda trasera en mm (pulgadas)	610 (24")	356 x 75 (14")
Altura de obstáculos, máx. en mm		60
Radio de giro en mm		950
Peso de transporte en kg	12	
Peso de una persona en kg	160 / 200	200 / 250
Peso en vacío en kg		130 ¹⁾
Peso total autorizado en kg	179 / 219	340
Carga máx. en kg		10
Velocidad de marcha en km/h		6 / 10
Potencia motor in W		2 x 300 / 2 x 350
Alcance máx. en km		35 ³⁾ , 30 – 35 ⁴⁾
Baterías en Ah		63 Ah (5h), 73 Ah (20h)
Cargador en A		12
Pendientes autorizadas / desnivel en porcentaje		15%
Basculación eléctrica en grados		0° hasta +18 ⁵⁾
Basculación mecánica en grados		0° a +10°
Ángulo trasero eléctrico en grados		-10° a +50°
Ángulo trasero mecánico en grados		-10° a +30°
Tipo de giro		indirecto

¹⁾ sin reposabrazos y soporte para piernas

²⁾ sistemas de asiento cinturón / ErgoSeat / el ángulo de asiento es 4°

³⁾ en condiciones de ensayo

⁴⁾ con batería 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)

⁵⁾ rango de ajuste para cada AA y tamaño de manillar con una divergencia máx. +/- 3°

⁶⁾ para ponerse en marcha

⁷⁾ con reposapiés

⁸⁾ sin reposapiés

⁹⁾ sin almohadilla de asiento



 **MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 info@meyra.de

Teléfono: +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.com
