

AVANTI

1.736




Belastbaar tot 75 / 135 / 160 kg



Geschikt voor personenvervoer. Getest volgens
ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 136 kg)
(geldt alleen i.c.m. frame lang CODE 353)
(niet i.c.m. Hemi-stuurvork CODE 173/4906)






Tot 12° zitneiging voor
fijne aanpassings-
mogelijkheden



In hoogte verstelbaar zijdeel
met éénhandsbediening



Unieke remmen met extreem
lage bedieningskrachten



Telescopische en in hoek
verstelbare rughoogten voor
de ideale aanpassing aan
veranderende ziektebeelden

Veelzijdig en actief

ECONOMIE

- Compatibiliteit met het MEYRA-bouw-pakket maakt Lean magazijnbeheer mogelijk
- Langdurige zekerheid van levering van reserveonderdelen door landelijke detail-handelstructuur
- Hoge variabiliteit zonder onderdelen vervangen
- Vraaggerichte zithoogteverstelling tot Hemiplegie-behoeften

THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- Fijne aanpassingsmogelijkheden
- 3 framelengtes zorgen voor een zeer goede proportionele indeling
- Therapeutisch bewezen accessoires in een uitgesproken variëteit
- Uitvoering die kan worden aangepast aan persoonlijke behoeften, zelfs bij veranderende ziektebeelden
- Omvangrijk constructie systeem

TOEPASSING

- Adaptieve rolstoel voor universeel dagelijks gebruik
- Langdurige verzorging met grote aanpassingsmogelijkheden
- Geriatrische zorg
- Neurologische ziektebeelden
- Geriatriche ziektebeelden
- Versterkte uitvoering tot 160 kg en tot 580 mm zitbreedte

☐ BESTELLING☐ OFFERTE☐ OP MAAT GEMAAKT**Ingevuld bestelformulier faxen naar: +49 5733 922 9311 Klantenservice: +49 5733 922 311**

Factuuradres / klantnr.:

Afleveradres:

Referentie / opmerkingen:

MEYRA®

Toegestane gebruikersgewicht
75 / 135 / 160 kg



Geschikt voor personenvervoer. Getest volgens ISO
7176-19 (max. gebruikersgewicht 136 kg)
(geldt alleen i.c.m. frame lang CODE 353)
(niet i.c.m. Hemi-stuurvork CODE 173/4906)

AVANTI 1.736

(Prijs voor het basismodel, zonder zijdelen, zonder beensteunen)

€ 1.728,00

Alle prijzen zijn exclusief BTW! Geldig van 1-1-2020 – 31-12-2020.

Bestelhoeveelheid:

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over de meetprocedure vindt u op <https://nl.meyra.com/messverfahren>.**Technische gegevens**

	351 FRAME KORT	352 FRAME MIDDEL	353 FRAME LANG
Zitbreedte	300 - 360	360 - 580	360 - 580
Breedte rijklaar	Zitbreedte + 200 (met zijdeel CODE 100 ZB +180)		
Breedte ingeklapt	280		
Zitdiepte	330 - 380	350 - 460	480 - 530
Zithoogte voor / achter	370 - 500 / 370 - 470	440 - 560 / 390 - 520	440 - 560 / 390 - 520
Totale hoogte	830	920	920
Rugleuninghoogte	340 - 400	340 - 500	340 - 500
Armleuninghoogte (CODE 81)	165 - 240	200 - 290	200 - 290
Lengte met voetsteunen	880	1040	1120
Lengte zonder voetsteunen	660	770	850

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm

Let op!

Bij transporten met het openbaar vervoer (bijv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel hoger zijn dan de richtwaarden van de vervoerder. Informeer vooraf. Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Technische gegevens

Personengewicht	75 / 135 / 160
Min. leeg gewicht	12 / 13 / 14
Toegest. totaalgewicht	87 / 148 / 174
Transportgewicht	8 / 8,5 / 9
Aandrijf wiel	610 (24")
Aandrijf wiel	560 (22")

00 Framevorm (framelengte FL) in combinatie met zitdiepte (ZD)

De AVANTI is in 3 framelengtes verkrijgbaar. De framelengte is afhankelijk van de keuze van uw zitdiepte en wordt automatisch geconfigureerd. De framevorm garandeert bij alle framelengtes maximale beenruimte en optimale overdracht over de standaard.

	CODE	OMSCHRIJVING	ZD	GEBRUIKERSGEWICHT MAX.	EURO €
☐	351	Frame kort, alleen in combinatie met 22 x 1" wiel	330 - 380 mm	75 kg	0,00
☐	352	Frame middel	350 - 460 mm	135 kg	0,00
☐	353	Frame lang	480 - 530 mm	135 kg, vanaf ZB 480 max. 160 kg	0,00
☐	903	Versterkte stuurvorken, aanbevolen bij gebruik van hulp-aandrijvingen en hogere gebruikersgewichten			39,00

Let op en bepaal uw zitdiepte in categorie 02!

01 Zitbreedte (ZB)

	CODE	OMSCHRIJVING	FRAME CODE	EURO €
☐	30	ZB 300 mm	351	0,00
☐	32	ZB 320 mm	351	0,00
☐	34	ZB 340 mm	351	0,00
☐	36	ZB 360 mm	351, 352 en 353	0,00
☐	38	SB 380 mm	352 en 353	0,00
☐	40	ZB 400 mm	352 en 353	0,00
☐	342	ZB 420 mm	352 en 353	0,00
☐	344	ZB 440 mm	352 en 353	0,00
☐	46	ZB 460 mm	352 en 353	0,00
☐	48	ZB 480 mm Met aluminium dubbel kruis	352 en 353	0,00
☐	350	ZB 500 mm Met aluminium dubbel kruis	352 en 353	112,00
☐	53	ZB 530 mm Met aluminium dubbel kruis	352 en 353	198,00
☐	358	ZB 580 mm Met aluminium dubbel kruis, alleen met duw-stangCODE 814	352 en 353	244,00
☐	4541	ZB 360 - 460 mm Met aluminium dubbel kruis, aanbevolen bij gebruik van hulpaandrijvingen of hoge belastingen	352 en 353	244,00

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

☐ **Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

02 Zitdiepte (ZD)

	CODE	OMSCHRIJVING	FRAME CODE	EURO €
☐	393	ZD 330 mm	351	0,00
☐	610	ZD 350 mm	351 en ZD 350 mm bij frame CODE 352 tot ZB 460 mm mogelijk	0,00
☐	368	ZD 380 mm	351 en ZD 380 mm bij frame CODE 352 tot ZB 460 mm mogelijk	0,00
☐	615	ZD 400 mm	352	0,00
☐	788	ZD 430 mm	352	0,00
☐	619	ZD 460 mm	352	0,00
☐	787	ZD 480 mm	353	0,00
☐	792	ZD 500 mm	353	0,00
☐	793	ZD 530 mm	353	0,00

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Horizontale kolommen = zithoogtes in mm Verticale cellen = Ø zwenkwielmaten in mm

Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen.

Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 80 mm! De vermelde zithoogtes zijn afhankelijk van de zitneiging en kunnen + - 5 mm afwijken. Aanbeveling: Massief rubberen stuurwielen bij hogere gebruikersgewichten. Informatie: Zithoogtes 370 mm en 390 mm alleen in combinatie met CODE 2199

☒ betekent CODE 351 frame kort

☐ betekent CODE 352 frame middel of CODE 353 frame lang

Ø ZWENKWIEL	370	390	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Ø 100 rubber CODE 151	☒	☒															
Ø 125 rubber CODE 325			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐			
Ø 142 zacht rubber CODE 154				☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐		
Ø 150 lekvrij (Flexel) CODE 143				☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ø 180 lekvrij CODE 161									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ø 180 luchtbanden CODE 645									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Door het selecteren van de ZHV wordt automatisch het zwenkwiel plus passende stuurvork geconfigureerd.

Zithoogte optie voor (ZHV) voor hemiplegische gebruikers

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	2199	Verlaagde zithoogtes van 370 mm en 390 mm. Alleen i.c.m. stuurwiel 100 mm CODE 151, aandrijfwiel 20x1" CODE 752, afstandblok balhoofd CODE 4906 en zijdeel CODE 100 of armsteun CODE 748	349,00
☐	173/4906	HEMI -balhoofd, kort, inclusief afstandsblok, naar de zijkant verbreed voor meer beenruimte, voor VSH 370, 390 en 420 mm voor frames kort CODE 351, VSH 400 en 430 mm voor frames medium CODE 352 / frames lang CODE 353	184,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

☐ Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Zwenkwielen Xtrends

	CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	VELG	BANDEN	Ø X B	EURO €
☐	689	1072386	Zwenkwiel (paar)	Alu zilver	Rubber	125 x 32 mm	176,00

04 Zitting (zitting standaard) / zitkussen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	247	Zitting naspanbaar	78,00
☐	560	Zitkussen, Trevira CS, zwart 30 mm	0,00
☐	561	Zitkussen, Trevira CS, zwart 60 mm	46,00
☐	960	ERGOFORM-zitkussen	690,00

Selecteer de gewenste kleur in categorie 17 zit- en rugleuning kleuren.

05 Zithoogte achter (ZHA) in combinatie met aandrijf wiel (zonder zitkussen)

Horizontale kolommen = zithoogtes in mm Verticale cellen = Ø aandrijf wiel

Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen.

Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 80 mm!

De opgegeven zithoogten zijn afhankelijk van de zitneiging en kunnen ± 5 mm afwijken

Informatie: Het 20x1" aandrijf wiel is alleen beschikbaar in combinatie met CODE 2199

☒ betekent CODE 351 frame kort

☐ betekent CODE 352 frame middel of CODE 353 frame lang

	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
Ø 20 x 1"	☒		☒													
Ø 22 x 1"			☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒		☐			
Ø 22 x 1 3/8"				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐		
Ø 24 x 1"						☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐	
Ø 24 x 1 3/8"							☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐

Door de keuze van ZHA worden automatisch de grootte van het aandrijf wiel geconfigureerd.

06 Aandrijf wiel positie horizontaal (zwaartepunt instelling)

Meetmethode: Midden rugbuis tot as-midden (zie bijgaande informatie)

POSITIE	A	B	C	D
Keuze	☐	☐	☐	☐

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

07 Aandrijfwielen in combinatie met zithoogte

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	Ø	EURO €
☐	651	Standaard wiel zilver, inclusief steekas (paar)	-	22"	24"	0,00
☐	2651	Standaard wiel zwart, inclusief steekas (paar) niet in combinatie met CODE 706 trommelrem	-	-	24"	0,00
☐	848	SILVERDESIGN met radiale spaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	-	-	24"	106,00
☐	695	Actief-wiel met radiale spaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in zwart (paar) Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij dynamische rijstijl! Niet in combinatie met PU-banden CODE 902 en trommelrem CODE 706	20"	-	24"	186,00
☐	752	„Light“-wiel incl. Schwalbe RightRun Light-banden en alu hoepel zwart, (24"), zilver (22"), niet i.c.m. 3° camber CODE 907. (paar) Aanbevolen tot 90 kg gebruikersgewicht!	-	22"	24"	308,00

Kies uw hoepels in categorie 08 en de banden in categorie 09. Let op de breedte van de banden!

Optioneel kiest u Xtrends aandrijfwielen incl. hoepels en banden i.p.v. de aandrijfwielen CODE 651, 848 of 695.

Aandrijfwielen Xtrends

	CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	Ø	EURO €
☐	688	1068705	Six-Star incl. 8 bar hogedruk-banden en alu-hoepel (paar)	24 x 1"	566,00
☐	688	☐ blauw 1081354 ☐ rood 1081356 ☐ goud 1081355	Nieuw actief-wiel met radiale spaken, Schwalbe ONE-banden, naaf, velg en hoepels gekleurd	24 x 1"	566,00
☐	688	1068713	Black Light incl. Schwalbe Marathon Plus Evolution en Alu-hoepel (paar)	24 x 1"	566,00

Aandrijfwiellopties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	880	60 mm Wielbasis verlenging	118,00

Camber

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	907	3°-camber niet in combinatie met trommelrem CODE 706 en/of Wielbasisverlenging CODE 880 en armsteunen CODE 107.	40,00

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

08 Hoepels en hoepelopties

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	Ø	EURO €
☐	494	Aluminium, niet i.c.m. actief-wiel CODE 695	20"	22"	24"	0,00
☐	493	Gepolijst roestvrij staal		-	24"	0,00
☐	871	Dubbele hoepels voor zitbreedtes tot 480 mm Uitsluitend in combinatie met PU-banden code 902 Niet in combinatie met trommelrem CODE 706 Niet i.c.m. 3°-camber CODE 907		-	24"	824,00
☐	168	Optigrip speciale hoepels voor dwarslaesie patiënten Inclusief hoepelafstand groot CODE 693		-	24"	352,00
☐	166	Hoepelhoes uit siliconen, glad, zwart, niet i.c.m. actief-wiel CODE 695		22"	24"	188,00
☐	692	Hoepelafstand smal		22"	24"	0,00
☐	693	Hoepelafstand groot		22"	24"	0,00
☐	849	Curve L, zwart gepoedercoat aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 en standaardwiel CODE 651 en 2651				320,00
☐	850	Curve L Tetra Grip, antislip gecoat, aluminium, geschikt voor quadriplegics, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 en standaardwiel CODE 651 en 2651				404,00
☐	853	GEKKO, zwart gepoedercoat aluminium met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 en standaardwiel CODE 651 en 2651				536,00

09 Banden (niet te combineren met Xtrends-wielen)

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	Ø	Ø	EURO €
☐	486	Luchtbanden met geribbelde profiel	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	0,00
☐	395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar			24 x 1"		29,50
☐	902	PU-banden, lekbestendig, niet i.c.m. actief-wiel CODE 695	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	0,00
☐	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution banden, lekbestendig	22 x 1"		24 x 1"		74,00
☐	363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig			24 x 1"		98,00

Let op de breedte van de banden in combinatie met de aandrijfwielen! Zie categorie 05 zithoogte in combinatie met aandrijf wiel.

Informatie: Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

10 Remmen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	651	Drukrem voor de gebruiker	0,00
☐	650/60	Eenhandige drukrem links (incl. verlengde, inklapbare remhendel), niet i.c.m. CODE 100 en CODE 748	236,00
☐	650/74	Eenhandige drukrem rechts (incl. verlengde, inklapbare remhendel), niet i.c.m. CODE 100 en CODE 748	236,00
☐	681	Remverlengers, inklapbaar	42,00
☐	680/706	Drukrem voor gebruiker en trommelrem voor begeleider, CODE 98 moet worden gebruikt voor kledingbescherming.	312,00
☐	986	Remverlenger opschuifbaar	38,00
☐	73	Rem, geïntegreerd in kledingbescherming. Alleen in combinatie CODE 100	299,00

11 Ruggordelhoogte (RH)

	CODE	OMSCHRIJVING	HOOGTE	EURO €
☐	434/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband	340 mm	0,00
☐	436/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband	360 mm	0,00
☐	438/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband	380 mm	0,00
☐	635/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband	400 mm	0,00
☐	442/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband	420 mm	0,00
☐	444/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband	440 mm	0,00
☐	2046/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, niet i.c.m. duwgriep CODE 502	460 mm	0,00
☐	634/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, niet i.c.m. duwgriep CODE 502	480 mm	0,00
☐	637/575	Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, niet i.c.m. duwgriep CODE 502	500 mm	0,00
☐	983/575	telescopische hoogte-instelling van de rugleuning in 4 stappen à 15 mm, rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, niet i.c.m. duwgriep CODE 502, niet i.c.m. rugleuning met lendenknik CODE 622	350 - 410 mm	132,00
☐	984/575	telescopische hoogte-instelling van de rugleuning in 4 stappen à 15 mm, rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, niet i.c.m. duwgriep CODE 502, niet i.c.m. rugleuning met lendenknik CODE 622	400 - 460 mm	132,00

12 Rugleuning

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	621	Rugleuning zonder lumbaalknik	0,00
☐	622	Rugleuning met lumbaalknik	0,00
☐	29	Rugleuning, verstelbaar in hoek vanaf de zitting, +/- 10° in stappen van 5°, vanaf 380 mm Niet i.c.m. lumbaalknik CODE 622. Niet i.c.m. zijpaneel CODE 107	0,00
☐	2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, klein, paar. Aanbevolen voor rughogtes van 300 - 400 mm	195,00
☐	2021	ErgoSeat Pro thoracale pads, groot, paar. Aanbevolen voor rughogtes van 400 - 500 mm	215,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Rugleuningen opties

	CODE	COMPATIBEL MET CODE...	621	622	EURO €
☐	238	Stabiliserende dwarsliggend beugel voor de rugleuning, vouwbaar. Niet i.c.m. duwgriep CODE 502. Vanaf ZB 320 mm mogelijk	●	●	118,00
☐	410	Duwgriep lang	●	●	0,00
☐	413	Duwgriep kort, niet in combinatie met duwstang CODE 814 Niet i.c.m. trommelrem CODE 706	●	●	0,00
☐	502	Duwgriep, gemonteerd aan rugbuis, tot 170 mm traploos in hoogte verstelbaar	●	●	0,00
☐	814	Duwstang dwarsliggend, stabiliseert de rugleuning bij hogere belasting. Niet i.c.m. duwgriep lang CODE 410	●	●	118,00
☐	913	Hoofdsteun, alleen in combinatie met duwstang CODE 814	●	●	322,00

We adviseren het gebruik van een stabilisatorstang of versteviging in het geval van eenzijdige belasting van de rug.

13 Zijdelen en armsteunen

Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!

1 = vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = vergrendelbaar 5 = in hoogte verstelbare armleuning 6 = met wieloverkapping 7 = plaatsbesparend opvouwbaar

	CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	7	EURO €
☐	21	Versterkt armsteunen, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, extra lang, geschikt voor therapietafel, niet in combinatie met frame kort CODE 351		●	●	●	●		●	452,00
☐	81	Armsteunen in hoogte verstelbaar, kort, geschikt voor therapietafels in combinatie met frame kort CODE 351		●	●	●	●		●	0,00
☐	84	Armsteunen, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, Standaard, geschikt voor therapietafel Niet in combinatie met frame kort CODE 351		●	●	●	●		●	35,00
☐	100	Zijdeel van aluminium in framekleur met koudewerend inzetstuk. Niet i.c.m. aandrijf wiel positie A passief, niet i.c.m. eenhandige drukrem CODE 650	●					●		145,00
☐	107	Armsteun in zwart, via eenhandige bediening in hoogte en diepte verstelbare armpolster, geschikt voor therapietafel, vanaf AZH 450 mm, niet i.c.m. frame kort CODE 351		●	●	●	●		●	254,00
☐	748	Zijdeel van aluminium in framekleur met koudewerend inzetstuk incl. in hoogte verstelbare armpolster (geschroefd), incl. 45 mm wielafdekking, geschikt voor therapietafel alleen i.c.m. frame kort CODE 351. Niet i.c.m. aandrijf wiel positie A passief, niet i.c.m. eenhandige drukrem CODE 650	●				●	●		360,00
☐	98	Zijdeel van aluminium in framekleur met inzet tegen koude en 50 mm wioldop, niet i.c.m. aandrijf wiel maat 22 "	●					●		312,00

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

14 Beensteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	52	Amputatiebeensteunen, afneembaar, wegzwenkbaar en opklapbaar, 1 paar	270,00
☐	4507	Amputatiebeensteunen enkel, rechts gemonteerd	135,00
☐	4508	Amputatiebeensteunen enkel, links gemonteerd	135,00
☐	93	Standaard bovendeeel beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar, hoek 70°	0,00
☐	293	Bovendeeel beensteunen compact, afneembaar en wegzwenkbaar, hoek 78°	102,00
☐	759	Beensteunen bovendeeel CODE 93, links gemonteerd	0,00
☐	760	Beensteunen bovendeeel CODE 93, rechts gemonteerd	0,00
☐	92	Beensteunen comfort bovendeeel, afneembaar, wegzwenkbaar en opklapbaar, incl. kniekussens. Alleen in combinatie met voetsteunen CODE 798, niet i.c.m. kort frame CODE 351	226,00
☐	2192	Verkorte comfort beensteunen bovendeeel, afneembaar, wegzwenkbaar en opklapbaar, incl. kniekussens. Alleen in combinatie met voetsteunen CODE 798, alleen i.c.m. kort frame CODE 351	608,00
☐	757	Beensteunen bovendeeel code 92 enkel, links gemonteerd	113,00
☐	758	Beensteunen bovendeeel code 92 enkel, rechts gemonteerd	113,00
☐	94	Zonder been- en voetsteunen	0,00

15 Voetsteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL*	EURO €
☐	54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen) in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150 mm	380 - 520	236,00
☐	87	Voetsteun doorlopend, 15 mm in diepte instelbaar, in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar, tot ZB 480 mm	100 mm	380 - 520	236,00
☐	798	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar, niet i.c.m. ZB 300 / ZB 320 / ZB 340 / ZB 360 mm	160 mm	380 - 520	0,00
☐	808	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in diepte, hoogte en in hoek verstelbaar	150 mm	380 - 520	118,00
☐	2093	Traploze instelling van de onderbeenlengte, alleen i.c.m. beensteunen bovendeeel CODE 93		380 - 520	41,50
☐	2092	Traploze instelling van de onderbeenlengte, alleen i.c.m. comfort beensteunen bovendeeel CODE 92		380 - 520	43,00
☐	3532	Verkorte onderbeenlengte. Alleen i.c.m. Beensteun bovendeeel CODE 93		290 - 390	49,50
☐	4312	LED-voetsteun inclusief rij- en achterlicht van stevig aluminium profiel in framekleur, traploos in hoogte, diepte en hoek verstelbaar inclusief Bluetooth-module (vanaf zitbreedte 360 mm)			395,00
☐	4313	LED-voetsteun inclusief rij- en achterlicht van stevig aluminium profiel in framekleur, traploos in hoogte, diepte en hoek verstelbaar (vanaf zitbreedte 360 mm)			345,00

Gewenste OBL in mm (gemeten zonder zitkussen)

 * Let op: OBL 380 - 520 mm bij frame CODE 352/353 en OBL 290 - 390 mm bij frame CODE 351
 OBL 290 - 390 mm i.c.m. frame CODE 352/353 alleen i.c.m. verkorte onderbeenlengte CODE 3532

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Voetsteunen accessoires

☐	822	Bevestigingsband voor schoenen (paar)	48,00
☐	823	Hielband (paar)	94,00
☐	946	Kuitriempjes voor enkele voetplaat	0,00

16 Framekleur

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	130	Titaangrijs	0,00
☐	186	Magicblue	0,00
☐	206	Matzwart	0,00
☐	212	Polar White	0,00
☐	216	Donker zwart	0,00
☐	224	Blauwmetallic	0,00
☐	227	Roodmetallic	0,00
☐	4919	Silverline	0,00
☐	4922	Groenmetallic	0,00
☐	4923	Oranjemetallic	0,00
☐	4040	Downtown Grey	99,00
☐	4041	Magicblue mat	99,00
☐	4042	Blauwmetallic mat	99,00
☐	4044	Roodmetallic mat	99,00

Andere framekleuren zijn op aanvraag beschikbaar tegen een meerprijs! Zie kleurenpalet in de catalogus inleiding.

	CODE	OMSCHRIJVING	GEWENSTE FRAMEKLEUR	EURO €
☐	2205	Balhoofd en Varioblock in kleur naar keuze Niet i.c.m. Hemi-stuurvork CODE 173/4906		202,00

17 Zit- en rugleuning kleuren

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	287	Donker zwart, polyester	0,00
☐	292	Weefsel, ademend, zwart (alleen voor rugleuning mogelijk)	128,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

☐ Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

18 Accessoires rondom de rolstoel Hand- en spaakbescherming

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 489	Transparant	160,00

Anti-kiepwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 728	Anti-kiepwielen, wegzwenkbaar (paar)	274,00
☐ 729	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd	137,00
☐ 730	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	137,00
☐ 712	1 anti-kiepwiel, insteekbaar, afneembaar, links gemonteerd, alleen i.c.m. CODE 4930 opstapbuis	73,00
☐ 713	1 anti-kiepwiel, insteekbaar, afneembaar, rechts gemonteerd, alleen i.c.m. CODE 4931 opstapbuis	73,00
☐ 691	Anti-kiepwielen, insteekbaar, afneembaar (paar), alleen i.c.m. CODE 309 opstapbuis	146,00

Trapdop

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 309	Trapdop (paar)	104,00
☐ 4930	1 trapdop, links gemonteerd	52,00
☐ 4931	1 trapdop, rechts gemonteerd	52,00

Therapietafels

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 929	Therapietafel van kunststof, transparant, verstelbaar van 380 - 580 mm zitbreedte. Alleen i.c.m. armsteunen CODE 21 / CODE 84 / CODE 107 Bij frame kort CODE 351, verstelbaar van 300 - 360 mm zitbreedte, alleen in combinatie met armsteunen CODE 81. Beperkte achterste zithoogtes en armleuninghoogtes	214,00
☐ 930	Therapietafel voor zelfrijders , van kunststof, transparant, opschuifbaar voor gedefinieerde zitbreedte, met opstaande rand voor. Vanaf ZB 380 mm mogelijk. Alleen i.c.m. armsteunen CODE 21 / CODE 84 / CODE 107	268,00
☐ 4662	Therapietafel, halfzijdig links , uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd. Alleen i.c.m. armsteunen CODE 21 / CODE 84 / CODE 107	240,00
☐ 4663	Therapietafel, halfzijdig rechts , uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd. Alleen i.c.m. armsteunen CODE 21 / CODE 84 / CODE 107	240,00

Let op: Bij 24"-wielen en een achterste zithoogte van minder dan 470 mm heeft de terapietafel CODE 929/930 een beperking op de hoogte van de armsteun

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Overige accessoires

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	585	Infuusstandaard "UNIVERSAL"	562,00
☐	833	Veiligheidsriem met sluiting	63,00
☐	970	Stokhouder alleen in combinatie met trapdop CODE 309, 4930 of 4931	33,00
☐	819	Reflectoren	15,00
☐	912	Luchtpomp met houder	42,00
☐	936	Transferplank uit kunststof	76,00
☐	951	Boodschappennet	12,00
☐	679	Vouwslot	19,00

Zie afzonderlijke bestelbon voor informatie over ErgoSeat Pro-pads

Xtrends accessoires


	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	261519300	X-TREME rugzak	53,00
☐	261519600	Wieltas „BLACK WHEEL CASE“, passend voor max. 2 x 24" wielen of elk 1 x 25" of 26" wiel	114,00
☐	1074231	Wieltas „MEYRA ACTIVE“, passend voor max. 3 x 28" wielen	162,00
☐	206964600	3M spaakreflectoren	31,50

Datum:


Handtekening:



CODE 325



CODE 154




CODE 143



CODE 161




CODE 645




Artikel 1072386




CODE 651




CODE 848




CODE 695



Artikel 1068705



Artikel 1068965



Artikel 1068713



CODE 849



CODE 850



CODE 853



CODE 238



CODE 814



CODE 21



CODE 81



CODE 84




CODE 100



CODE 107




CODE 748




CODE 52/4507/4508




CODE 93/759/760




CODE 293



CODE 92/757/758



CODE 54



CODE 87



CODE 798



CODE 808

06 Aandrijfwiel positie horizontaal (zwaartepunt instelling) bepalen

TYPE BERIJDER	PASSIEF	MIDDEL		ACTIEF
Positie	A	B	C	D
Afstand * in mm	25	40	55	70

* Meetmethode: Midden rugbuis tot as-midden in mm

1. ALGEMEEN – TOEPASSINGSBEREIK

1.1. De onderstaande leverings- en handelsvoorwaarden (ALH) van de Firma MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klant van de onderneming gesloten contracten. Zij zijn ook van toepassing op alle toekomstige handel met de klant, ook zonder een afzonderlijke, nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant aanvaardt de ALH van MEYRA GmbH als bindend voor het onderhavige contract en ook voor alle toekomstige contracten. Handelsvoorwaarden van de klant of een derde zijn niet van toepassing. Dergelijke handelsvoorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, ook wanneer deze in het afzonderlijke geval niet nogmaals uitdrukkelijk worden afgewezen.

1.3. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing, wanneer de klant ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

2. OFFERTE, CONTRACTSLUITING

2.1. Offertes van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend worden aangemerkt.

2.2. MEYRA GmbH kan bestellingen of orders van de klant binnen 14 dagen na ontvangst door een schriftelijke offertebevestiging aannemen.

2.3. Het contract komt door de schriftelijke offertebevestiging tot stand; dit is ook van toepassing voor alle wijzigingen in of aanvullingen op de orders.

2.4. Alle aan de klant gegeven documenten in samenhang met het verlenen van de order vallen onder ons eigendoms- en auteursrecht. Deze documenten zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Indien wij de offerte van de klant niet binnen de termijn van 2.2. aannemen, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in euro berekend. Alle prijzen zijn nettoprijzen. De omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte moet bovendien worden vergoed.

3.2. Voor zover niets anders schriftelijk werd overeengekomen zijn onze prijzen vanaf fabriek, exclusief verpakking en verzending. De kosten voor verpakking en verzending worden apart op de rekening opgevoerd.

3.3. Voor zover er catalogusprijzen aan ten grondslag liggen, is de prijslijst op het moment van opdrachtverstrekking van toepassing. Prijswijzigingen zijn toegestaan, wanneer tussen contractsluiting en overeengekomen levertermijn meer dan vier maanden liggen. Als daarna tot vervaardiging de lonen of de materiaalkosten stijgen, dan zijn wij gerechtigd de prijs navenant de kostenstijgingen te verhogen. De klant heeft alleen het recht op herroeping, wanneer de prijsverhoging de stijging van de algemene kosten voor levensonderhoud tussen bestelling en levering meer dan onbeduidend overstijgt.

3.4. Bij vervolgoorders is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen uit een voorafgaand contract.

3.5. Als de bestelwaarde beneden een grens van € 150,00 netto ligt, wordt een toeslag voor minimum volume inclusief vrachtcomponent van € 9,50 gegeven.

4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT

4.1. Plaats van uitvoering voor leveringen is de hoofdstigting van MEYRA GmbH, voor zover niets

anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Als de goederen op verzoek van de klant aan deze worden verstuurd, dan gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (ook deelleveringen) aan de voor de uitvoering van de verzending derde werden overhandigd. Dit is onafhankelijk van het feit of het versturen van de goederen vanaf de plaats van uitvoering plaatsvindt of wie de vrachtkosten betaalt.

4.3. Als er claims tegen MEYRA GmbH worden ingediend wegens transportschade of verlies, dan moet de klant de schade op de vrachtdocumenten aantekenen of bij verlies direct een proces-verbaal laten opmaken en ons binnen een week hiervan in kennis stellen.

4.4. Een verzekering tegen transportschade wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de klant afgesloten.

4.5. Bij vertragingen van de overdracht of het verzenden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico met kennisgeving van de bereidheid tot versturen over op de klant.

4.6. Als er geen bijzondere instructies van de klant zijn, zal MEYRA GmbH bij de selectie van transporttraject en -middel, zonder garantie en aansprakelijkheid, kiezen voor de goedkoopste en snelste manier van verzenden.

5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG

5.1. De in het vooruitzicht gestelde levertermijnen zijn waarschijnlijke levertijden, tenzij er uitdrukkelijk een bepaalde datum is vastgelegd.

5.2. Als partijen een levertermijn zijn overeengekomen, dan vangt deze aan op de datum van de orderbevestiging. De levertermijn is aangehouden, wanneer tot aan het verstrijken ervan de goederen de fabriek hebben verlaten of verzendgereedheid werd medegedeeld.

5.3. De naleving van overeengekomen lever- en prestatietijden veronderstelt het tijdig aanleveren door de klant van documenten en het tijdig aanleveren van alle noodzakelijke informatie en de uitvoering van alle andere verplichtingen door de klant. Als aan deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, dan worden de termijnen navenant verlengd.

5.4. MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen op grond van overmacht of andere op het tijdstip van contractafsluiting niet voorzienbare gebeurtenissen (bijv. staking, bedrijfsstoringen, niet tijdige levering van goederen aan MEYRA GmbH zelf, transportvertragingen, ongunstige weersomstandigheden, enz.) waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertermijn wordt verlengd met de duur van de tijdelijke productiehindernissen waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is, plus een passende opstartperiode.

5.5. Als de vertragingen de duur van zes weken overschrijden, dan zijn beide contractpartners gerechtigd met betrekking tot de betrokken prestatieomvang het contract te annuleren.

5.6. MEYRA GmbH is gerechtigd deelleveringen te doen, voor zover de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele toepassingsdoel bruikbaar is, de levering van de resterende goederen gegarandeerd is en er daardoor geen meerkosten voor de klant ontstaan.

6. BETALING

6.1. Factuurbedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur volledig worden voldaan op een van de door ons aangegeven bankrekeningen. Als het bij de factuur niet gaat om

de levering van een reserveonderdeel of om een reparatie, heeft de klant bij betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de rekening recht op aftrek van 2% korting.

6.2. Wij accepteren alleen cheques en wissels als dat expliciet is overeengekomen. Acceptatie gebeurt omwille van de uitvoering. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onder voorbehoud van de inning ervan. Valuteringen vinden op de dag plaats waarop wij definitief over de tegenwaarde beschikken.

6.3. Als de klant op de vervaldatum niet heeft gepresteerd, worden de uitstaande bedragen vermeerderd met 8% rente boven de betreffende basisrentevoet p.a. Dit is onder voorbehoud van het claimen van een hoger schadebedrag wegens te late betaling.

6.4. Als de klant met een betaling achter raakt, worden alle andere vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding rusten, direct opeisbaar, zonder dat dit een aparte kennisgeving behoeft.

6.5. De klant heeft alleen het recht op compensatie, wanneer zijn tegenclaims rechtsgeldig of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd tot uitoefening van het recht van retentie, als zijn tegenvordering rust op dezelfde contractuele relatie.

6.6. MEYRA GmbH is gerechtigd haar handelsvorderingen over te dragen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De door MEYRA GmbH geleverde goederen blijven tot volledige vereffening van alle, ook toekomstige vorderingen tegen de klant eigendom van MEYRA GmbH.

7.2. De klant mag de onder voorbehoud geleverde goederen voor het goed functioneren van het bedrijf vervreemden. De klant heeft geen recht op andere beschikkingen, met name eigendomsoverdracht tot zekerheid en verpandingen. De vorderingen van de klant bij vervreemding van de goederen onder voorbehoud (inclusief verdere vorderingen zoals verzekeringsclaims of claims op grond van ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging) worden nu al uit voorzorg overgedragen aan MEYRA GmbH. MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant is gerechtigd tot intrekking van de overgedragen vordering, zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Bij te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de intrekkingsoverdracht te herroepen.

7.3. Worden de goederen onder voorbehoud door de klant verwerkt, dan wordt hiermee overeengekomen dat de verwerking in naam en voor rekening van MEYRA GmbH als fabrikant plaatsvindt en dat MEYRA GmbH direct het eigendom of – wanneer de verwerking uit of in samenhang met stoffen van meerdere eigenaren plaatsvindt of de waarde van het verwerkte product hoger is dan de waarde van de geleverde goederen – het mede-eigendom (gedeeltelijk eigendom) in de nieuw geschapen zaak in verhouding van de waarde van het voorwerp van levering tot de waarde van de nieuw geschapen zaak verwerft. Voor zover MEYRA GmbH door combineren of vermenging haar eigendom verliest of zij in geval van verwerking niet eigenaar van het geleverde goed wordt, dan draagt de klant aan MEYRA GmbH hiermee vooraf een mede-eigenaarsdeel in het resulterende product over overeenkomstig de evenredige waarde van het geleverde goed. MEYRA GmbH aanvaardt hiermee het aanbod. De overdracht wordt vervangen door kosteloze bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons direct toegang door derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verlenen en de onder

voorbehoud van onze rechten noodzakelijke informatie te geven en documenten te overhandigen. Tegelijkertijd moet de klant de derde ongevraagd het eigendom van MEYRA GmbH onder zijn aandacht brengen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. MEYRA GmbH is verplicht de haar toekomstende zekerheden indien op verzoek van de klant vrij te geven als deze de waarde van de veilig te stellen vorderingen met meer dan 20% overstijgen. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij MEYRA GmbH.

7.6. Voor het geval van een faillissementsaanvraag die de klant betreft, verbieden wij nu al de vervreemding of verwerking van onze goederen onder voorbehoud en herroepen wij onze intrekkingmachtiging met betrekking tot de aan ons afgestane vorderingen.

7.7. In geval van te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de onmiddellijke teruggave van de goederen onder voorbehoud te verlangen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na levering te inspecteren. Wanneer het om duidelijke gebreken gaat of om gebreken die bij een grondig onderzoek worden aangetroffen, dient de klant reclamaties binnen een week na ontvangst van de levering schriftelijk bij ons in te dienen. Na afloop van deze termijn is elke aansprakelijkheid voor deze gebreken uitgesloten. Garantieclaims voor verborgen gebreken zijn alleen geldig, wanneer deze binnen een week na ontdekking schriftelijk bij ons worden ingediend.

8.2. In gevallen van gebrekkige levering zijn wij gerechtigd om naar eigen oordeel de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen door een foutloos nieuw product. De klant is verplicht ons de gebrekkige producten franco thuis voor onderzoek en herstel ter beschikking te stellen. Als herstel of nalevering niet lukt, wordt het product niet binnen redelijke termijn geleverd of door ons afgewezen, dan kan de klant naar eigen keuze het contract ontbinden of de aanschafprijs verlagen. In deze gevallen is het stellen van een termijn niet nodig, omdat dit wettelijk niet vereist wordt.

8.3. De garantie vervalt, wanneer de klant zonder onze toestemming het geleverde voorwerp wijzigt of door een derde laat wijzigen en het oplossen van de gebreken hierdoor onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt. De klant moet in elk geval de door de wijziging ontstane meerkosten van het verhelpen van de gebreken dragen.

8.4. Door de voorafgaande regelingen wordt een eventuele garantie die wij tegenover de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen hadden, niet aangetast.

8.5. Uitgezonderd van de garantie is gebruiksslijtage van alle door ons geleverde artikelen, componenten, batterijen en reserveonderdelen alsmede niet-geschikte of ondeskundige opslag, toepassing of behandeling van de goederen.

8.6. Verdere claims van de klant, met name voor schadevergoeding in plaats van prestatie en voor vergoeding van andere directe of indirecte schade - inclusief neven- of gevolgschade, ongeacht de wettelijke grond - zijn uitgesloten. Dit geldt niet, wanneer MEYRA GmbH een gebrek aan eigendomstitel of verborgen gebrek opzettelijk heeft verzwezen of de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of dat een nalatige inbreuk van essentiële contractuele verplichtingen het geval is. Onder essentiële contractuele verplichtingen worden verplichtingen

verstaan, die door vervulling ervan de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maken en waarop de contractpartner regelmatig kan en mag vertrouwen dat deze worden nageleefd. In het geval van materiële en vermogensschade veroorzaakt door licht nalatig gedrag, is de vervangingsplicht van MEYRA GmbH echter qua hoogte beperkt tot de contractgerelateerde voorzienbare schade. Uitgesloten zijn niet letsel- en/of gezondheidsschade die door nalatig plichtverzuim van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordiger of agenten is ontstaan.

8.7. Aansprakelijkheid volgens de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9. VERJARING

Claims van de klant op grond van materiële defecten verjaren twee jaar vanaf de overgave/aflevering van de goederen aan de klant. De verjaringstermijn voor vervangende apparatuur en reparaties is 1 jaar vanaf overgave/aflevering van de goederen aan de klant. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims op grond van leven, lichaam of gezondheid en/of schadeclaims op grond van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dit opzicht zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

9.1. SERVICE VERVANGENDE APPARATUUR

Onafhankelijk van de garantie biedt MEYRA GmbH de klant aan defecte apparatuur te vervangen door geheel gereviseerde apparatuur. De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze ter vervanging aangeboden apparatuur:

- Vervangende apparatuur is geheel gereviseerd en technisch in orde.
- Het defecte apparaat moet binnen 15 werkdagen kosteloos aan MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat wordt ons eigendom.
- Als wij het apparaat niet terugkrijgen, berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat 95% van de nieuwprijs.
- Het geretourneerde apparaat moet overeenkomen met het geleverde vervangingsapparaat qua type en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag alleen slijtagesporen door normaal gebruik vertonen.
- De beoordeling of het geretourneerde apparaat voldoet aan bovengenoemde voorwaarden berust bij MEYRA GmbH. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat eveneens de bovengenoemde prijs verminderd met de restwaarde van het geretourneerde apparaat.

10. AANSPRAKELIJKHEID BIJ WIJZIGINGEN IN DE CONSTRUCTIE

Opgemerkt zij dat bij speciaal geproduceerde producten er scherpere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Wijzigingen in de constructie van MEYRA GmbH-artikelen door de klant of een door hem bevoegde derde zijn alleen toegestaan wanneer ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen en onze bedrijfsleiding vooraf schriftelijk goedkeuring voor deze wijzigingen heeft gegeven. Voor dit doel moet ons op verzoek een gewijzigd model met constructietekening ter beschikking worden gesteld. Als deze wijzigingen in de constructie zonder schriftelijke toestemming van onze bedrijfsleiding worden uitgevoerd en er ontstaat schade aan een derde door deze wijzigingen waarvoor wij normaliter verantwoordelijk zijn, dan is de klant verplicht ons binnen de contractuele relatie te vrijwaren tegen alle claims van deze derde.

11A. RETOURNERINGEN VAN EINDPRODUCTEN EN COMPONENTEN

Retourneringen zonder bijgevoegd afschrift van het afleverbewijs of rekening worden niet teruggenomen. Retourneringen (in originele verpakking en in absoluut nieuwe staat) worden gecrediteerd met 80% van de nettowaarde van de goederen. Uitgesloten van terugname zijn artikelen die langer dan 3 maanden geleden werden geleverd, speciaal gemaakte producten, hygiënische artikelen, volle batterijen en artikelen met een nettowaarde van minder dan € 100,-. Daarnaast zijn op het individu gemaakte rolstoelen (bijv.: kinderrolstoelen en aanpasbare rolstoelen). Het risico voor het transport berust bij de verzender. Als kosten voor reiniging en / of desinfectie worden gemaakt voor goedgekeurde retourzendingen, worden deze gefactureerd tegen een vast tarief van minimaal € 79 netto

11B. ORDERANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

11B.1. Orderannuleringen zonder vooraf overeen- gekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

11B.2. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.

11B.3. Als toestemming voor het annuleren van eindproducten die gereed zijn voor levering plaatsvindt, dan is het volgende van toepassing:

- Reha-artikelen worden volledig vergoed.
- Rolstoelen speciaal gemaakt zoals sportrolstoelen worden principieel niet teruggenomen.
- Bij annulering van aanpasbare rolstoelen wordt een aandeel in de kosten van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen bedraagt 5%. Voor standaard c.q. lichtgewicht rolstoelen worden 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

11C. TERUGNAME / AFVOER

Onze prijzen zijn exclusief kosten voor terugname en afvoer van complete oude apparaten van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. Op verzoek regelen wij tegen betaling van kosten de terugname en recycling / afvoer ook van die apparaten mits deze door ons werden verhandeld. Retourneringen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

12. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zijn gerechtigd persoonlijke gegevens van de klant in het kader van wettelijke bepalingen, met name de Basisverordening gegevensbescherming, op te slaan en bedrijfsintern te verwerken.

13. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT, VRIJWARINGSCLAUSULE

13.1. Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen, is de hoofdvestiging van MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf de plaats van uitvoering.

13.2. Alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in onze vestigingsplaats Kalletal-Kalldorf. Daarnaast zijn wij gerechtigd de klant ook in een andere bevoegde rechtbank te vervolgen.

13.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het UN-kooprecht is van toepassing.

13.4. Als afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.