

iCHAIR MC2

1.611



Toegestane gebruikersgewicht
160 kg (incl. bijlading)

Bij stoellift CODE 27
140 kg (incl. bijlading)



 **MEYRA®**



Elektrisch verstelbare beensteunen optioneel verkrijgbaar



Comfortabele bediening



Actieve LED-verlichting



Zwenkwielen met alu velgen

De intelligente en variabele Allrounder

ECONOMIE

- Effectiviteit door eenvoudig onderhoud en een hoge mate van servicevriendelijkheid
- Lage reparatievereisten door het gebruik van hoogwaardige en duurzame onderdelen
- Het modulaire ontwerp van de iCHAIR-familie maakt compatibiliteit van onderdelen mogelijk
- Talrijke verstelmogelijkheden maken individuele aanpassingen mogelijk
- Vereenvoudigd hergebruik door optimale gebruikerslimieten, zoals bijvoorbeeld een standaard gebruikersgewicht van 160 kg

THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- Ideaal voor het onderhouden van mobiliteit thuis, op het werk en op kantoor
- Effectieve drukontlasting en ontspannen positionering voor langdurig zitten dankzij grote elektrische instellingsbereiken
- Verschillende zitsystemen volgens individuele behoeften

TOEPASSING

- Voor binnen en buiten
- Voor permanent en dagelijks gebruik voor onafhankelijke mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve mensen die een rolstoel nodig hebben voor verschillende dagelijkse situaties
- Geschikt voor buitengebruik door standaard grote banden en optioneel verkrijgbare 10 km/u variant
- Dankzij de compacte afmetingen en de hoge mate van wendbaarheid is het interieur gemakkelijk te beheersen

☐ BESTELLING☐ OFFERTE☐ OP MAAT GEMAAKT**Ingevuld bestelformulier faxen naar: +49 5733 922 9311 Klantenservice: +49 5733 922 311**

Factuuradres / klantnr.:

Aflleveradres:

Referentie / opmerkingen:

MEYRA®

Toegestane gebruikersgewicht
160 kg (incl. bijlading)

bij stoellift CODE 27
140 kg (incl. bijlading)

iCHAIR MC2 1.611 (Prijs voor het basismodel, incl. accu's en lader, incl. standaard armsteunen, incl. beensteunen): **5.646,00 €**

Alle prijzen zijn exclusief BTW! Geldig van 1-1-2020 – 31-12-2020.

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

Informatie over de meetprocedure vindt u op <https://nl.meyra.com/messverfahren>.

Bestelhoeveelheid:



Technische gegevens

Zitbreedte ^{1) 2)}	380 - 650
Zitdiepte ^{2) 8)}	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Rugleuninghoogte ^{2) 8)}	450 - 500/530 - 570/640/640
Onderbeenlengte ^{2) 7)}	280 - 430
Armleuninghoogte ^{2) 6)}	240 - 350
Zithoogte voor ^{2) 7)}	440 - 530
Zithoogte met CODE 27 Stoellift ^{7) 9)}	460-760/490-790
Lengte met beensteunen	1.130
Lengte zonder beensteunen	830
Breedte rijklaar	590 - 630
Hoogte zonder hoofdsteun	930 - 1.130

Transportlengte	830
Transporthoogte min.	570
Wielmaat voor	260 x 70 (10")
Wielmaat voor	230 x 70 (9")
Wielmaat achter	356 x 75 (14")
Wielmaat achter	320 x 60 (12,5")
Hindernishoogte max. ⁴⁾	70
Draaicirkel	840

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.



Technische gegevens

GEWICHT IN KG

Transport leeggewicht basisuitvoering min. ³⁾	100
Gebruikersgewicht max.	160
Toelaatbaar totaalgewicht incl. opties	320
max. bijlading	10

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm
Gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.

EIGENSCHAPPEN

Rijsnelheden in km/u	6 / 10
Motorvermogen W	2 x 220 / 2 x 300
Actieradius met accu	25 - 30
43 Ah (5 uur) / 50 Ah (20 uur) max. in km	
Actieradius met accu	35 - 40
63 Ah (5 uur), 73 Ah (20 uur) max. in km	
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch ⁵⁾	-2° tot 26° / 0° tot 50°
Zitkanteling mechanisch	0° tot 10°
Rugleuninghoek elektrisch	-10° tot 50°
Rugleuninghoek mechanisch	-10° tot 30°

1) zie categorie 01 zitbreedte

2) Zithoek is 4°

3) Zonder beensteunen en zonder armleuningen

4) 60 mm bij 9"/12" en 70 mm bij 10"/14" wielmaat, 120 mm incl. hindernis klimmer

5) Het instelbereik kan per ZH en grootte van de zwenkwielen met max. +/-3° afwijken.

6) met armleuning CODE 106

7) tot hoogte zitplaat. Hoogte van het zitkussen: Gordel +0 mm, standaard +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm en RECARO +150 mm

8) Zitsysteem gordel / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO

9) 9"/10"-Zwenkwiel



Chassis / motor

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
	Snelheid Motorvermogen Actieradius	
☐ 115	6 km/u 2 x 220 W max. 40 km	0,00
☐ 117	10 km/u 2 x 300 W max. 35 km	770,00

Voor meer Power!

	Snelheid	versterkte Motorvermogen		
☐ 903	6 km/u	2 x 300 W	alleen in combinatie met R-Net CODE 702 (120 A) en CODE 115	890,00
☐ 903	10 km/u	2 x 350 W	alleen in combinatie met R-Net CODE 702 (120 A) en CODE 117	890,00

Chassisopties

☐ 892	Standaard vering tot 120 kg gebruikersgewicht	0,00
☐ 891	Versterkte vering voor 120 - 160 kg gebruikersgewicht	0,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

01 Zitbreedte (ZB)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	38	ZB 380 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via de armleuningen (Zitvlakbreedte 380 mm)	0,00
☐	43	ZB 430 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via de armleuningen (Zitvlakbreedte 430 mm)	0,00
☐	48	ZB 480 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via de armleuningen (Zitvlakbreedte 480 mm)	0,00
☐	53	ZB 530 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via de armleuningen (Zitvlakbreedte 530 mm)	0,00

In combinatie met ErgoSeat Pro alleen ZB 430 en 480 mogelijk.
Bij RECARO en ERGOSTAR is de echte zitbreedte ca. 500 mm.
Overzicht RECARO stoelen op aanvraag.

02 Zitdiepte (ZD)

U kunt de gewenste zitdiepte bepalen in categorie 07 Zit- en zitsystemen in combinatie met het zitsysteem!

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

*ZHV gemeten bij 4° zitneiging, bovenkant zitplaat

CODE	OMSCHRIJVING	Ø INCH / MM	VOORSTE ZITHOOGTE ZHV IN MM*						EURO €
			440	460	480	500	510	530	
163*	Banden met alu velgen	9" 230	☐	-	☐	-	☐	-	0,00
142**	Banden met alu velgen	10" 260	-	☐	-	☐	-	☐	0,00

Let op bij de hoogte van de zitkussens: Standaard zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm en RECARO +150 mm
In combinatie met CODE 27 en CODE 4118 is alleen de max. zithoogte verstelbaar per zwenkwiel

* CODE 163 alleen in combinatie met aandrijfwiel 12" CODE 815

** CODE 142 alleen in combinatie met aandrijfwiel 14" CODE 460

Zwenkwielopties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	146	Lekbestendige luchtbanden	0,00
☐	900	Lekvrije banden	168,00
☐	816	Spatbord voor zwenkwielen	112,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

04 Aandrijfwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø IN MM	EURO €
☐	815*	12" aandrijfwielen met alu velgen	320	0,00
☐	460**	14" aandrijfwielen met alu velgen	356	0,00

* CODE 815 alleen in combinatie met zwenkwiel 9" CODE 163

** CODE 460 alleen in combinatie met zwenkwiel 10" CODE 142

Aandrijfwiellopties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	846	Lekbestendige luchtbanden	0,00
☐	904	Lekvrije banden	188,00
☐	824	Spatbord voor aandrijfwielen	112,00

05 Kleur van de banden

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	908	Zwart (slijtvast), velg carbon kleurig	0,00
☐	909	Grijs, velg carbon kleurig	0,00

Informatie: Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking). We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.

06 Zitkanteling / stoellift

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITNEIGING	LIFT	EURO €
☐	119	Mechanische zitkanteling, in stappen	0° tot 10°	-	0,00
☐	118	Elektrische zitkanteling, traploos om 28 graden*	-2° tot 26°	-	1.278,00
☐	4118	Elektrische zitkanteling, traploos om 50 graden*, alleen i.c.m. R-Net	0° tot 50°	-	1.614,00
☐	27	Schaarlift incl. zitkanteling, alleen i.c.m. R-Net	0° tot 30°	300 mm	4.390,00

* Het instelbereik kan per ZH en grootte van de zwenkwielen met max. +/- 3° afwijken.

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

07 Zitting en zitsystemen

CODE	OMSCHRIJVING	ZIT-DIEPTE	COMPATIBEL MET RUGLEUNINGSSYSTEEM				EURO €
			Ruggor- del	Aanpas- gordel	ErgoSeat rugleu- ning	ErgoSeat Pro rugleuning	
			737/287	736/287	949	2019	
☐ 738 / 615 ¹⁾	Zitgordel zonder kussen	400 mm	●	●	●	●	0,00
☐ 738 / 788 ¹⁾	Zitgordel zonder kussen	430 mm	●	●	●	●	0,00
☐ 738 / 619 ¹⁾	Zitgordel zonder kussen	460 mm	●	●	●	●	0,00
☐ 738 / 792 ¹⁾	Zitgordel zonder kussen	490 mm	●	●	●	●	0,00
☐ 738 / 793 ¹⁾	Zitgordel zonder kussen	530 mm	●	●	●	●	0,00
☐ 738 / 356 ¹⁾	Zitgordel zonder kussen, incl. 30 mm zitbuisextensie	XL 560 mm	●	●	●	●	39,00
☐ 4276/615 ¹⁾	Zitplaat zonder kussen	400 mm	●	●	●	●	82,00
☐ 4276/788 ¹⁾	Zitplaat zonder kussen	430 mm	●	●	●	●	82,00
☐ 4276/619 ¹⁾	Zitplaat zonder kussen	460 mm	●	●	●	●	82,00
☐ 4276/792 ¹⁾	Zitplaat zonder kussen	490 mm	●	●	●	●	82,00
☐ 4276/793 ¹⁾	Zitplaat zonder kussen	530 mm	●	●	●	●	82,00
☐ 4276/356 ¹⁾	Zitplaat zonder kussen, incl. 30 mm zitbuisextensie	XL 560 mm	●	●	●	●	121,00
☐ 948 / 615	ErgoSeat-zitting	400 mm	-	-	●	●	324,00
☐ 948 / 788	ErgoSeat-zitting	430 mm	-	-	●	●	324,00
☐ 948 / 619	ErgoSeat-zitting	460 mm	-	-	●	●	324,00
☐ 948 / 792	ErgoSeat-zitting	490 mm	-	-	●	●	324,00
☐ 948 / 793	ErgoSeat-zitting	530 mm	-	-	●	●	324,00
☐ 948 / 356	ErgoSeat-zitting	560 mm	-	-	●	●	363,00
☐ 561 / 615	Zitkussen, textiel, zwart	400 mm	●	●	●	●	120,00
☐ 561 / 788	Zitkussen, textiel, zwart	430 mm	●	●	●	●	120,00
☐ 561 / 619	Zitkussen, textiel, zwart	460 mm	●	●	●	●	120,00
☐ 561 / 792	Zitkussen, textiel, zwart	490 mm	●	●	●	●	120,00
☐ 561 / 793	Zitkussen, textiel, zwart	530 mm	●	●	●	●	120,00
☐ 561 / 356	Zitkussen, textiel, zwart	560 mm	●	●	●	●	159,00

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Zitting en zitsystemen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem met mechanisch verstelbare rugleuning	844,00
☐ 579	RECARO-ziteenheid, Speciaal S met mechanische rugleuning	2.482,00
☐ 567	RECARO-ziteenheid, Speciaal F met elektrische rugleuning alleen in combinatie met R-Net besturing	3.322,00
☐ 580	RECARO-ziteenheid, Speciaal M met mechanische rugleuning	2.266,00
☐ 578	RECARO-ziteenheid, Speciaal W met elektrische rugleuning alleen in combinatie met R-Net besturing	3.862,00
☐ 581	RECARO-ziteenheid, Speciaal L met mechanische rugleuning	2.468,00
☐ 584	RECARO-ziteenheid, Speciaal X met elektrische rugleuning alleen in combinatie met R-Net besturing	3.862,00

Let op bij de voorste hoogte van de zitkussens: Standaard zitkussens +60 mm, ErgoSeat +70 mm, ERGOSTAR +120 mm en RECARO +150 mm. Langere levertijd voor RECARO-zittingen. Zitdieptes variabel, afhankelijk van het type stoel. Overzicht en speciale maten op aanvraag.
¹⁾ Zitdieptes 400, 430, 460, 490, 530 mm instelbaar ²⁾ Alleen i.c.m. zitbreedte 430 en 480.

08 ErgoSeat hoezen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 237	ErgoSeat overtrek, textiel, zwart, met grijze stiksels	0,00
☐ 4980	ErgoSeat-hoes, incontinentie, zwart	0,00

09 Rugleuning en rugleuningsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	COMPATIBEL MET ZITSYSTEEM CODE					EURO €
		Zit-plaat 4276...	Ergo-Seat 948...	Zitkus-sen 561...	ER-GO-STAR 961	RECA-RO	
☐ 737/287	Standaard ruggordel, zwart Hoogte: 500 mm, om te bouwen tot 450 mm	●	-	●	-	-	0,00
☐ 736/287	Aanpasgordel, zwart, hoogte: 500 mm, om te bouwen tot 450 mm	●	-	●	-	-	118,00
☐ 608	Ronde buizen, 22 mm, incl. doorlopende duwbeugel, zonder achterkant, voorbereid voor externe rugleuningsystemen*	●	●	●	-	-	0,00
☐ 949	ErgoSeat rugleuning, hoogte: 530 mm, om te bouwen tot 570 mm	●	●	●	-	-	334,00
☐ 2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning inclusief hoeskussens, textiel hoes zwart, hoogte 530 mm, om te bouwen tot 570 mm, alleen in combinatie met zitbreedte 430 en 480 mm	●	●	●	-	-	442,00

* Niet i.c.m. opklapbare armleuningen Code 24 en pelotten Code 957 en 954

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Accessoires voor ErgoSeat Pro comfort rugleuning

CODE	OMSCHRIJVING	MATEN IN MM (H X B BINNEN/BUITEN X D)	EURO €
☐ 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, paar	230 x 120/60 x 125	248,00
☐ 2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groot, paar	310 x 125/70 x 140	262,00

10 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 814	Doorlopende duwbeugel	0,00
☐ 2814	Doorlopende duwbeugel, alleen in combinatie met RECARO	192,00
☐ 410	Enkele duwgreep inclusief stabilisator stang	122,00
☐ 913	Hoofdsteun, kunstleer zwart	226,00
☐ 401	Mechanische rugleuningverstelling	-10° tot 30° 10° stappen 0,00
☐ 25	Elektrische rugleuningverstelling	-10° tot 50° traploos 1.236,00

11 Zijdelen en armleuningen

1 = afneembaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!

CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	EURO €
☐ 106	Standaard armsteunen met gevoerde armpolster en zwarte kledingbescherming met kleurinzet	●	●	●	●	0,00
☐ 4960	Armsteunen met gevoerde armpolster en zwarte kledingbescherming met kleurinzet en een lichte holte in de armleuning	●	●	●	●	62,00
☐ 21	Armsteunen met gevoerde armpolster, zwarte kledingbescherming met kleurinzet en gebogen armleuning lang	●	●	●	●	286,00
☐ 24	Armsteunen met gevoerde armpolster, opklapbaar en in hoek instelbaar, afwijkende armleuning-hoogtes = 190 - 230 mm, alleen i.c.m. CODE 4859 besturingsmodulehouder	-	●	-	-	164,00
☐ 773*	LED-verlichting rood voor kledingbescherming inclusief individuele gravure, Wenstekst invoeren:	Lettergrootte 12 mm (max. 2 x 15 tekens): ----- Lettergrootte 18 mm (max. 2 x 10 tekens): -----				424,00
☐ 774*	LED-verlichting blauw voor kledingbescherming inclusief individuele gravure, Wenstekst invoeren:	Lettergrootte 12 mm (max. 2 x 15 tekens): ----- Lettergrootte 18 mm (max. 2 x 10 tekens): -----				424,00

* niet i.c.m. ZB 38 CODE 38 (alleen met aangepaste constructie), stokhouder CODE 970 en schaarlift CODE 27

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Hemiplegische armleuning

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 4982	Hemiplegische onderarmschaal, draai- en in hoogte verstelbaar, voor onderarm lengte tot midden van de hand 360 mm +/- 20 mm; alleen i.c.m. CODE 106, 4960, 21; altijd tegenovergesteld aan de kant van de bedieningsmodule	346,00
☐ 4985	Hemiplegische handpad plat	46,00
☐ 4987	Hemiplegische handpad met ergon. Greep "links"; alleen in combinatie met CODE 74	51,00
☐ 4986	Hemiplegische handpad met ergon. Greep „rechts”; alleen in combinatie met CODE 60	51,00
☐ 4983	Verlengstuk voor hemiplegische onderarmschaal, voor onderarm lengte tot midden van de hand 430 mm +/- 20 mm	47,00

Houd er rekening mee dat een volledige hemiplegische armsteun altijd de onderarmschaal en een handpad omvat. Hemiplegische armleuning niet i.c.m. CODE 4660, 4661, 813, 4646 en 782. Achteruitkijkspiegel en handhouder kunnen niet op een hemiplegische armleuning worden gemonteerd.

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	54	798	EURO €
☐ 93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	●	●	0,00
☐ 92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	-	●	226,00
☐ 86	Beensteunen, elektrisch opklapbaar, afneembaar, wegzwenkbaar alleen in combinatie met R-Net besturing	-	●	1.642,00

13 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	92	93	86	EURO €
☐ 54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	-	280,00
☐ 798	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	-	0,00
☐ 822	Bevestigingsband voor schoenen (paar)						48,00
☐ 823	Hielhouder (paar)						94,00

Houd er rekening mee dat de OBL dienovereenkomstig toeneemt bij de verschillende zitsystemen: Standaard zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm

14 Accu's en laadapparaat

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS 6 KM/U	ACTIERADIUS 10 KM/U	EURO €
☐ 5159	Onderhoudsvrije accu's ca. 43 Ah (5 uur), 50 Ah (20 uur)	max. 30 km	max. 25 km	0,00
☐ 5158	Onderhoudsvrije accu's ca. 63 Ah (5 uur), 73 Ah (20 uur)	max. 40 km	max. 35 km	244,00
☐ 732	Lader 8 A voor 50 Ah (20 uur)			0,00
☐ 733	Lader 12 A aanbevolen voor 73 Ah (20 uur)			256,00

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

15 Verlichting

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	932	Actieve LED-verlichting voor en achter volgens StVZO	0,00

16 Bedieningsmodule en accessoires

	CODE	OMSCHRIJVING	BESTURING	EURO €
☐	408	Power-/Bedieningsmodule VR2	geen *	0,00
☐	682	Instelmodule VR2 voor elektr. zitneiging en elektr. rugleuninginstelling	2 Instelmotoren	300,00
☐	702/415/ 678	Power-/Instel-/Bedieningsmodule R-NET met LED-Display	6 Instelmotoren	875,00
☐	702/416/ 678	Power-/Instel-/Bedieningsmodule R-NET met LCD kleurendisplay	6 Instelmotoren	1.185,00
☐	702/398/ 678	Power-/Instel-/Bedieningsmodule R-NET met grote, 3,5" LCD kleuren-display en IR/Bluetooth functies, incl. lichtsensor	6 Instelmotoren	1.871,00
☐	918	ESP rijstabilisatiemodule, alleen i.c.m. R-Net / LCD kleurenscherm		1.410,00
☐	839	OMNI II-omgevingsregeling voor speciale bedieningselementen (alleen in verbinding met R-Net)		1.985,00
☐	4615/4597	Extern instelbaar toetsenbord voor directe selectie en activering van vijf stoelfuncties, ook tijdens het rijden (alleen in combinatie met R-Net), installatie aan de kant van de bedieningsmodule		1.195,00
☐	4615/4599	Extern instelbaar toetsenbord voor directe selectie en activering van vijf stoelfuncties, ook tijdens het rijden (alleen in combinatie met R-Net), installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule		1.195,00

*Aansturing van 2 instelmotoren in combinatie met instelmodule CODE 682
Software voor het programmeren van VR2 en R-Net op aanvraag

Opties voor bedieningsmodule

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	74	Montage rechts	0,00
☐	60	Montage links	0,00

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

17 Bedieningsmodulehouder

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 4859	Bedieningsmodulehouder, in lengte verstelbaar, alleen i.c.m. CODE 24 zijpaneel	0,00
☐ 4566	Bedieningsmodulehouder, in lengte en hoogte verstelbaar, niet i.c.m. CODE 24 zijpaneel	82,00
☐ 4860	Bedieningsmodulehouder, in lengte en hoogte verstelbaar, zijdelings wegzwenkbaar (bijv. aan tafel), niet i.c.m. CODE 24 zijpaneel, met gevoerde armleuning	236,00
☐ 851	Bedieningsmodulehouder voor begeleider (Bedieningsmodule kan van voren naar achteren worden verplaatst) Alleen in combinatie met doorlopende duwbeugel CODE 814	296,00
☐ 4874	Beschermbeugel voor VR2- en R-NET-besturingsmodule, niet in combinatie met OMNI II Omgevingsbesturing CODE 839	58,00

18 Speciale bedieningsmodule en speciale besturingen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 4789	Extra bedieningsmodule met voorrangsschakeling voor begeleider incl. montage aan rugbuis (alleen in combinatie met CODE 814)	560,00
☐ 4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar gemonteerd, niet i.c.m. CODE 24 zijpaneel	599,00
☐ 4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar gemonteerd, niet i.c.m. CODE 24 zijpaneel	599,00
☐ 813	Tafelbediening, doorzwaaibaar Alleen in combinatie met R-NET bedieningsmodule met LED-display CODE 702/415, niet i.c.m. zijpaneel CODE 24	2.488,00
☐ 543	Externe aan/uit knop, kleur groen, diameter 63 mm, voor gebruikers die de knoppen van de bedieningsmodule slecht kunnen bedienen of als noodstopfunctie voor de begeleider. Alleen in combinatie met R-NET bedieningsmodule met LCD kleurendisplay CODE 702/416 of OMNI II omgevingsbesturing CODE 839	280,00
☐ 596	als CODE 543, kleur geel, diameter 63 mm	280,00
☐ 778	als CODE 543, kleur groen, diameter 30 mm	236,00
☐ 779	als CODE 543, kleur geel, diameter 30 mm	236,00
☐ 565	Kinbediening, elektrisch zijdelings zwenkbaar, alleen in combinatie met de R-NET-bedieningsmodule CODE 702 en OMNI II-omgevingsbesturing CODE 839.	5.318,00
☐ 810	Kinbediening, mechanisch opzij te zwenken, alleen in combinatie met de R-NET-bedieningsmodule CODE 702 en OMNI II-omgevingsbesturing CODE 839.	3.184,00
☐ 4611	MicroPilot zero-way joystick, alleen in combinatie met OMNI II, CODE 839	3.876,00
☐ 4600	MicroPilot zero-way joystick inclusief houder en handsteun, alleen in combinatie met OMNI II, CODE 839	4.978,00
☐ 4612	MicroGuide-joystick, alleen in combinatie met OMNI II, CODE 839	4.312,00
☐ 4601	MicroGuide-joystick inclusief houder en handsteun, alleen in combinatie met OMNI II, CODE 839	4.978,00
☐ 4940	Nekbeugelhouder i.c.m. CODE 4611 of 4612	828,00
☐ 4613	TouchDrive besturing, alleen i.c.m. R-Net, CODE 702 en OMNI II, CODE 839	5.518,00

Speciale bedieningsmodules en speciale besturingen moeten vaak worden aangepast en kunnen daarom over het algemeen geen eindproduct voorstellen. Plaatsing en programmering moeten worden uitgevoerd met medewerking van de gebruiker of door een technicus ter plaatse worden verwerkt. Verdere speciale besturingen zijn op aanvraag mogelijk.

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Joystick opzetstukken

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	553	Tetra-vork verticaal	170,00
☐	556	Tetra-vork horizontaal	170,00
☐	734	Tetra-vork horizontaal, op handbreedte instelbaar	112,00
☐	4589	Paddestoelknop	57,00
☐	4590	Kogelknop	57,00
☐	4591	T-knop	112,00
☐	4593	Steelknop	57,00
☐	4594	Knoopknop	57,00
☐	4595	Softball	57,00

19 Framekleuren (Standaardkleur matzwart)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	5220	Framekleur in accentkleur	Op aanvraag

Accentkleuren

	CODE	ZIT-/RUGBUIZEN / ACCENT ZIJPANEEL / GEDEELDE BEENSTEUNEN / VELGEN INZET	
☐	207	matzwarte structuur (zonder velgen inzet)	0,00
☐	212	polar white	99,00
☐	186	magic blue	99,00
☐	227	roodmetallic	99,00
☐	180	lemonreflex	99,00
☐	214	zonnegeel	99,00

Meer kleuren op aanvraag en tegen meerprijs mogelijk, zie kleurenkaart in de catalogus. Velgen inzet bij 9/10/12/14" wielen mogelijk.

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

20 Accessoires rondom de rolstoel

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	906	Achteruitkijkspiegel rechts	84,00
☐	927	Achteruitkijkspiegel links	84,00
☐	2676	Achtermarkeringsfolie alleen i.c.m. ErgoSeat	98,00
☐	676	Markeringsbord	98,00
☐	994	Bagagerek met metalen staven	118,00
☐	970	Stokhouder	58,00
☐	4795	Wegrijblokkering, sleutel alleen i.c.m. R-Net	44,00
☐	105*	Voetbordverbreding (abductie) met 25 mm aan elke zijde (totaal 50 mm) *	99,00
☐	833	Veiligheidsriem met sluiting	82,00
☐	4646	Therapietafel zijdelings wegzwenkbaar	549,00
☐	590	Abductiewig, alleen in combinatie met zitplaat CODE 4276 of ErgoSeat CODE 948	232,00
☐	862	Hindernisklimmer	486,00
☐	260	Memory-functie voor hoofdsteun	47,00
☐	957	starre pelotten (paar)	206,00
☐	954	draaibare pelotten (paar), niet i.c.m. CODE 24	532,00
☐	781	USB laadcontact	176,00
☐	782**	Uitsparing voor handy houder	95,00

* alleen in combinatie met CODE 54, 86, 92 of 93

** Niet i.c.m. OMNI II omgevingsbesturing, CODE 839


21 Services

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	55704*	Services ter plaatse aanpassing MY productspecialisten (geen korting)	490,00


* De service ter plaatse omvat alleen de eenvoudige aanpassing van parametersets zoals versnelling, snelheid, enz.

Datum:

Handtekening:




CODE 118



CODE 737/287



CODE 237




CODE 961 en 24



CODE 580/578




CODE 736/287



CODE 948/949



CODE 2032/2021



CODE 913



CODE 25



CODE 106




CODE 21



CODE 4960



CODE 4982/4987



CODE 86/798



CODE 932




CODE 702/416/678




CODE 839



CODE 702/398/678



CODE 4615



CODE 4860



CODE 4789



CODE 408/4860



CODE 4613




CODE 553




CODE 556



CODE 734



CODE 4589



CODE 4590



CODE 4591




CODE 4593




CODE 4594



CODE 4595



CODE 4940



CODE 970



CODE 833



CODE 4646



CODE 862



CODE 782



CODE 781

1. ALGEMEEN – TOEPASSINGSBEREIK

1.1. De onderstaande leverings- en handelsvoorwaarden (ALH) van de Firma MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klant van de onderneming gesloten contracten. Zij zijn ook van toepassing op alle toekomstige handel met de klant, ook zonder een afzonderlijke, nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant aanvaardt de ALH van MEYRA GmbH als bindend voor het onderhavige contract en ook voor alle toekomstige contracten. Handelsvoorwaarden van de klant of een derde zijn niet van toepassing. Dergelijke handelsvoorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, ook wanneer deze in het afzonderlijke geval niet nogmaals uitdrukkelijk worden afgewezen.

1.3. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing, wanneer de klant ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

2. OFFERTE, CONTRACTSLUITING

2.1. Offertes van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend worden aangemerkt.

2.2. MEYRA GmbH kan bestellingen of orders van de klant binnen 14 dagen na ontvangst door een schriftelijke offertebevestiging aannemen.

2.3. Het contract komt door de schriftelijke offertebevestiging tot stand; dit is ook van toepassing voor alle wijzigingen in of aanvullingen op de orders.

2.4. Alle aan de klant gegeven documenten in samenhang met het verlenen van de order vallen onder ons eigendoms- en auteursrecht. Deze documenten zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Indien wij de offerte van de klant niet binnen de termijn van 2.2. aannemen, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in euro berekend. Alle prijzen zijn nettoprijzen. De omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte moet bovendien worden vergoed.

3.2. Voor zover niets anders schriftelijk werd overeengekomen zijn onze prijzen vanaf fabriek, exclusief verpakking en verzending. De kosten voor verpakking en verzending worden apart op de rekening opgevoerd.

3.3. Voor zover er catalogusprijzen aan ten grondslag liggen, is de prijslijst op het moment van opdrachtverstrekking van toepassing. Prijswijzigingen zijn toegestaan, wanneer tussen contractsluiting en overeengekomen levertermijn meer dan vier maanden liggen. Als daarna tot vervaardiging de lonen of de materiaalkosten stijgen, dan zijn wij gerechtigd de prijs navenant de kostenstijgingen te verhogen. De klant heeft alleen het recht op herroeping, wanneer de prijsverhoging de stijging van de algemene kosten voor levensonderhoud tussen bestelling en levering meer dan onbeduidend overstijgt.

3.4. Bij vervolgoorders is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen uit een voorafgaand contract.

3.5. Als de bestelwaarde beneden een grens van € 150,00 netto ligt, wordt een toeslag voor minimum volume inclusief vrachtcomponent van € 9,50 geheven.

4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT

4.1. Plaats van uitvoering voor leveringen is de hoofdstigting van MEYRA GmbH, voor zover niets

anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Als de goederen op verzoek van de klant aan deze worden verstuurd, dan gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (ook deelleveringen) aan de voor de uitvoering van de verzending derde werden overhandigd. Dit is onafhankelijk van het feit of het versturen van de goederen vanaf de plaats van uitvoering plaatsvindt of wie de vrachtkosten betaalt.

4.3. Als er claims tegen MEYRA GmbH worden ingediend wegens transportschade of verlies, dan moet de klant de schade op de vrachtdocumenten aantekenen of bij verlies direct een proces-verbaal laten opmaken en ons binnen een week hiervan in kennis stellen.

4.4. Een verzekering tegen transportschade wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de klant afgesloten.

4.5. Bij vertragen van de overdracht of het verzenden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico met kennisgeving van de bereidheid tot versturen over op de klant.

4.6. Als er geen bijzondere instructies van de klant zijn, zal MEYRA GmbH bij de selectie van transporttraject en -middel, zonder garantie en aansprakelijkheid, kiezen voor de goedkoopste en snelste manier van verzenden.

5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG

5.1. De in het vooruitzicht gestelde levertermijnen zijn waarschijnlijke levertijden, tenzij er uitdrukkelijk een bepaalde datum is vastgelegd.

5.2. Als partijen een levertermijn zijn overeengekomen, dan vangt deze aan op de datum van de orderbevestiging. De levertermijn is aangehouden, wanneer tot aan het verstrijken ervan de goederen de fabriek hebben verlaten of verzendgereedheid werd medegedeeld.

5.3. De naleving van overeengekomen lever- en prestatietermijnen veronderstelt het tijdig aanleveren door de klant van documenten en het tijdig aanleveren van alle noodzakelijke informatie en de uitvoering van alle andere verplichtingen door de klant. Als aan deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, dan worden de termijnen navenant verlengd.

5.4. MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen op grond van overmacht of andere op het tijdstip van contractafsluiting niet voorzienbare gebeurtenissen (bijv. staking, bedrijfsstoringen, niet tijdige levering van goederen aan MEYRA GmbH zelf, transportvertragingen, ongunstige weersomstandigheden, enz.) waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertermijn wordt verlengd met de duur van de tijdelijke productiehindernissen waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is, plus een passende opstartperiode.

5.5. Als de vertragingen de duur van zes weken overschrijden, dan zijn beide contractpartners gerechtigd met betrekking tot de betrokken prestatieomvang het contract te annuleren.

5.6. MEYRA GmbH is gerechtigd deelleveringen te doen, voor zover de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele toepassingsdoel bruikbaar is, de levering van de resterende goederen gegarandeerd is en er daardoor geen meerkosten voor de klant ontstaan.

6. BETALING

6.1. Factuurbedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur volledig worden voldaan op een van de door ons aangegeven bankrekeningen. Als het bij de factuur niet gaat om

de levering van een reserveonderdeel of om een reparatie, heeft de klant bij betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de rekening recht op aftrek van 2% korting.

6.2. Wij accepteren alleen cheques en wissels als dat expliciet is overeengekomen. Acceptatie gebeurt omwille van de uitvoering. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onder voorbehoud van de inning ervan. Valuteringen vinden op de dag plaats waarop wij definitief over de tegenwaarde beschikken.

6.3. Als de klant op de vervaldatum niet heeft gepresteerd, worden de uitstaande bedragen vermeerderd met 8% rente boven de betreffende basisrentevoet p.a. Dit is onder voorbehoud van het claimen van een hoger schadebedrag wegens te late betaling.

6.4. Als de klant met een betaling achter raakt, worden alle andere vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding rusten, direct opeisbaar, zonder dat dit een aparte kennisgeving behoeft.

6.5. De klant heeft alleen het recht op compensatie, wanneer zijn tegenclaims rechtsgeldig of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd tot uitoefening van het recht van retentie, als zijn tegenvordering rust op dezelfde contractuele relatie.

6.6. MEYRA GmbH is gerechtigd haar handelsvorderingen over te dragen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De door MEYRA GmbH geleverde goederen blijven tot volledige vereffening van alle, ook toekomstige vorderingen tegen de klant eigendom van MEYRA GmbH.

7.2. De klant mag de onder voorbehoud geleverde goederen voor het goed functioneren van het bedrijf vervreemden. De klant heeft geen recht op andere beschikkingen, met name eigendomsoverdracht tot zekerheid en verpandingen. De vorderingen van de klant bij vervreemding van de goederen onder voorbehoud (inclusief verdere vorderingen zoals verzekeringsclaims of claims op grond van ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging) worden nu al uit voorzorg overgedragen aan MEYRA GmbH. MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant is gerechtigd tot intrekking van de overgedragen vordering, zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Bij te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de intrekkingsoverdracht te herroepen.

7.3. Worden de goederen onder voorbehoud door de klant verwerkt, dan wordt hiermee overeengekomen dat de verwerking in naam en voor rekening van MEYRA GmbH als fabrikant plaatsvindt en dat MEYRA GmbH direct het eigendom of – wanneer de verwerking uit of in samenhang met stoffen van meerdere eigenaren plaatsvindt of de waarde van het verwerkte product hoger is dan de waarde van de geleverde goederen – het mede-eigendom (gedeeltelijk eigendom) in de nieuw geschapen zaak in verhouding van de waarde van het voorwerp van levering tot de waarde van de nieuw geschapen zaak verwerft. Voor zover MEYRA GmbH door combineren of vermenging haar eigendom verliest of zij in geval van verwerking niet eigenaar van het geleverde goed wordt, dan draagt de klant aan MEYRA GmbH hiermee vooraf een mede-eigenaarsdeel in het resulterende product over overeenkomstig de evenredige waarde van het geleverde goed. MEYRA GmbH aanvaardt hiermee het aanbod. De overdracht wordt vervangen door kosteloze bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons direct toegang door derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verlenen en de onder

voorbehoud van onze rechten noodzakelijke informatie te geven en documenten te overhandigen. Tegelijkertijd moet de klant de derde ongevraagd het eigendom van MEYRA GmbH onder zijn aandacht brengen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. MEYRA GmbH is verplicht de haar toekomstende zekerheden indien op verzoek van de klant vrij te geven als deze de waarde van de veilig te stellen vorderingen met meer dan 20% overstijgen. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij MEYRA GmbH.

7.6. Voor het geval van een faillissementsaanvraag die de klant betreft, verbieden wij nu al de vervreemding of verwerking van onze goederen onder voorbehoud en herroepen wij onze intrekkingmachtiging met betrekking tot de aan ons afgestane vorderingen.

7.7. In geval van te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de onmiddellijke teruggave van de goederen onder voorbehoud te verlangen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na levering te inspecteren. Wanneer het om duidelijke gebreken gaat of om gebreken die bij een grondig onderzoek worden aangetroffen, dient de klant reclamaties binnen een week na ontvangst van de levering schriftelijk bij ons in te dienen. Na afloop van deze termijn is elke aansprakelijkheid voor deze gebreken uitgesloten. Garantieclaims voor verborgen gebreken zijn alleen geldig, wanneer deze binnen een week na ontdekking schriftelijk bij ons worden ingediend.

8.2. In gevallen van gebrekkige levering zijn wij gerechtigd om naar eigen oordeel de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen door een foutloos nieuw product. De klant is verplicht ons de gebrekkige producten franco thuis voor onderzoek en herstel ter beschikking te stellen. Als herstel of nalevering niet lukt, wordt het product niet binnen redelijke termijn geleverd of door ons afgewezen, dan kan de klant naar eigen keuze het contract ontbinden of de aanschafprijs verlagen. In deze gevallen is het stellen van een termijn niet nodig, omdat dit wettelijk niet vereist wordt.

8.3. De garantie vervalt, wanneer de klant zonder onze toestemming het geleverde voorwerp wijzigt of door een derde laat wijzigen en het oplossen van de gebreken hierdoor onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt. De klant moet in elk geval de door de wijziging ontstane meerkosten van het verhelpen van de gebreken dragen.

8.4. Door de voorafgaande regelingen wordt een eventuele garantie die wij tegenover de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen hadden, niet aangetast.

8.5. Uitgezonderd van de garantie is gebruiksslijtage van alle door ons geleverde artikelen, componenten, batterijen en reserveonderdelen alsmede niet-geschikte of ondeskundige opslag, toepassing of behandeling van de goederen.

8.6. Verdere claims van de klant, met name voor schadevergoeding in plaats van prestatie en voor vergoeding van andere directe of indirecte schade - inclusief neven- of gevolgschade, ongeacht de wettelijke grond - zijn uitgesloten. Dit geldt niet, wanneer MEYRA GmbH een gebrek aan eigendomstitel of verborgen gebrek opzettelijk heeft verzwezen of de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of dat een nalatige inbreuk van essentiële contractuele verplichtingen het geval is. Onder essentiële contractuele verplichtingen worden verplichtingen

verstaan, die door vervulling ervan de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maken en waarop de contractpartner regelmatig kan en mag vertrouwen dat deze worden nageleefd. In het geval van materiële en vermogensschade veroorzaakt door licht nalatig gedrag, is de vervangingsplicht van MEYRA GmbH echter qua hoogte beperkt tot de contractgerelateerde voorzienbare schade. Uitgesloten zijn niet letsel- en/of gezondheidsschade die door nalatig plichtverzuim van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordiger of agenten is ontstaan.

8.7. Aansprakelijkheid volgens de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9. VERJARING

Claims van de klant op grond van materiële defecten verjaren twee jaar vanaf de overgave/aflevering van de goederen aan de klant. De verjaringstermijn voor vervangende apparatuur en reparaties is 1 jaar vanaf overgave/aflevering van de goederen aan de klant. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims op grond van leven, lichaam of gezondheid en/of schadeclaims op grond van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dit opzicht zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

9.1. SERVICE VERVANGENDE APPARATUUR

Onafhankelijk van de garantie biedt MEYRA GmbH de klant aan defecte apparatuur te vervangen door geheel gereviseerde apparatuur. De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze ter vervanging aangeboden apparatuur:

- Vervangende apparatuur is geheel gereviseerd en technisch in orde.
- Het defecte apparaat moet binnen 15 werkdagen kosteloos aan MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat wordt ons eigendom.
- Als wij het apparaat niet terugkrijgen, berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat 95% van de nieuwprijs.
- Het geretourneerde apparaat moet overeenkomen met het geleverde vervangingsapparaat qua type en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag alleen slijtagesporen door normaal gebruik vertonen.
- De beoordeling of het geretourneerde apparaat voldoet aan bovengenoemde voorwaarden berust bij MEYRA GmbH. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat eveneens de bovengenoemde prijs verminderd met de restwaarde van het geretourneerde apparaat.

10. AANSPRAKELIJKHEID BIJ WIJZIGINGEN IN DE CONSTRUCTIE

Opgemerkt zij dat bij speciaal geproduceerde producten er scherpere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Wijzigingen in de constructie van MEYRA GmbH-artikelen door de klant of een door hem bevoegde derde zijn alleen toegestaan wanneer ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen en onze bedrijfsleiding vooraf schriftelijk goedkeuring voor deze wijzigingen heeft gegeven. Voor dit doel moet ons op verzoek een gewijzigd model met constructietekening ter beschikking worden gesteld. Als deze wijzigingen in de constructie zonder schriftelijke toestemming van onze bedrijfsleiding worden uitgevoerd en er ontstaat schade aan een derde door deze wijzigingen waarvoor wij normaliter verantwoordelijk zijn, dan is de klant verplicht ons binnen de contractuele relatie te vrijwaren tegen alle claims van deze derde.

11A. RETOURNERINGEN VAN EINDPRODUCTEN EN COMPONENTEN

Retourneringen zonder bijgevoegd afschrift van het afleverbewijs of rekening worden niet teruggenomen. Retourneringen (in originele verpakking en in absoluut nieuwe staat) worden gecrediteerd met 80% van de nettowaarde van de goederen. Uitgesloten van terugname zijn artikelen die langer dan 3 maanden geleden werden geleverd, speciaal gemaakte producten, hygiënische artikelen, volle batterijen en artikelen met een nettowaarde van minder dan € 100,-. Daarnaast zijn op het individu gemaakte rolstoelen (bijv.: kinderrolstoelen en aanpasbare rolstoelen). Het risico voor het transport berust bij de verzender. Als kosten voor reiniging en / of desinfectie worden gemaakt voor goedgekeurde retourzendingen, worden deze gefactureerd tegen een vast tarief van minimaal € 79 netto

11B. ORDERANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

11B.1. Orderannuleringen zonder vooraf overeen- gekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

11B.2. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.

11B.3. Als toestemming voor het annuleren van eindproducten die gereed zijn voor levering plaatsvindt, dan is het volgende van toepassing:

- Reha-artikelen worden volledig vergoed.
- Rolstoelen speciaal gemaakt zoals sportrolstoelen worden principieel niet teruggenomen.
- Bij annulering van aanpasbare rolstoelen wordt een aandeel in de kosten van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen bedraagt 5%. Voor standaard c.q. lichtgewicht rolstoelen worden 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

11C. TERUGNAME / AFVOER

Onze prijzen zijn exclusief kosten voor terugname en afvoer van complete oude apparaten van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. Op verzoek regelen wij tegen betaling van kosten de terugname en recycling / afvoer ook van die apparaten mits deze door ons werden verhandeld. Retourneringen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

12. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zijn gerechtigd persoonlijke gegevens van de klant in het kader van wettelijke bepalingen, met name de Basisverordening gegevensbescherming, op te slaan en bedrijfsintern te verwerken.

13. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT, VRIJWARINGSCLAUSULE

13.1. Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen, is de hoofdvestiging van MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf de plaats van uitvoering.

13.2. Alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in onze vestigingsplaats Kalletal-Kalldorf. Daarnaast zijn wij gerechtigd de klant ook in een andere bevoegde rechtbank te vervolgen.

13.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het UN-kooprecht is van toepassing.

13.4. Als bijzondere bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.