

iCHAIR SKY

1.620




Toegestane gebruikersgewicht
140 kg (incl. bijlading)







Midwielaandrijving voor maximale manoeuvreerbaarheid en nauwkeurig manoeuvreren



Memory functie voor eenvoudige opslag van bewegingen en gewenste posities



40° kanteling voor effectieve drukontlasting



Geavanceerde ligfunctie met biomechanica voor armleuningen en hoofdsteun

ECONOMIE

- Optimale prijs-prestatieverhouding voor effectieve langdurige zorg
- Lange levensduur en hoge belastbaarheid door het gebruik van materialen van de hoogste kwaliteit
- Individuele aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende behoeften van de gebruiker
- Langdurige zekerheid van levering van reserveonderdelen door landelijke detailhandel- en verzorgingsstructuur
- Service gericht door open frame constructie

THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- De standaard aangeboden multifunctionele stoeleenheid ondersteund door individuele aanpasmogelijkheden en uitgebreide speciale uitrustingen. Opstafunctie uit elke positie mogelijk
- De memory functie maakt de opslag van therapeutische bewegingen mogelijk, evenals basis-, eind- en wensposities
- Het nieuwe ophangconcept met midwiel aandrijving biedt maximaal draaiplezier in de kleinste ruimtes
- De verende ophanging zorgt voor stabiliteit, vermijdt trillingen en zorgt voor continu grondcontact

TOEPASSING

- Voor binnen en buiten
- Door midwielaandrijving zeer manoeuvreerbaar binnenshuis
- Voor permanent en dagelijks gebruik voor onafhankelijke mobiliteit
- In het bijzonder voor gebruikers met ernstige disfuncties, zoals bijv. hoog verworven of aangeboren dwarslaesie, hersentrauma, vergevorderde spieraandoeningen (bijv. Spierdystrofie), MS-patiënten in vergevorderd stadium, Cerebrale Paresis, Spina Bifida.

☐ BESTELLING☐ OFFERTE☐ OP MAAT GEMAAKT

Ingevuld bestelformulier faxen naar: +49 5733 922 9311 Klantenservice: +49 5733 922 311

Factuuradres / klantnr.:

Afleveradres:

Commissie / opmerkingen:

MEYRA®



iCHAIR SKY 1.620

(Prijs voor het basismodel):

€ 20.970,00

Toegestane gebruikersgewicht
140 kg

Alle prijzen zijn exclusief BTW! Geldig van 1-1-2020 – 31-12-2020.

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over de meetprocedure vindt u op <https://nl.meyra.com/messverfahren>.

Bestelhoeveelheid:



Technische gegevens

Zitbreedte ¹⁾	400 - 530
Zitdiepte	400 - 525
Zithoogte ^{2) 3)}	450/485/520
Rugleuninghoogte	540
Onderbeenlengte ²⁾	250 - 435
Armleuninghoogte ²⁾	200 - 350
Lengte met voetsteunen min.	1.095
Transportlengte	905
Breedte rijklaar min.	640
Hoogte zonder hoofdsteun	1.080 - 1.150
Hindernishoogte	60
Draaicirkel min. (met voetsteunen)	640
Bodemvrijheid	70

GEWICHT IN KG

Transport leeggewicht min.	173
Personengewicht incl. lading max.	140 ⁵⁾
Toelaatbaar totaalgewicht incl. opties	340
Max. bijlading	10

EIGENSCHAPPEN

Rijsnelheden	6/10
Motorvermogen W	350
Actieradius met accu 60 Ah max.	35
Actieradius met accu 74 Ah max.	40
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Zwenk-/ aandrijfwielen	6-7" /14"
Zitkanteling elektrisch	40°
Stahoek max. tot ⁴⁾	90°
Rugleuninghoek elektrisch ⁴⁾	90 - 180°
Lift	200

¹⁾ zie categorie zitbreedte 01²⁾ tot zitplaat zonder kussen: Hoogte van de kussen 60 mm³⁾ gemeten bij 0° zithoek⁴⁾ Vanaf 100 kg gebruikersgewicht is aanpassing van de stahoek noodzakelijk⁵⁾ Max. personengewicht incl. laadvermogen 136 kg bij het vervoer van personen in een autoAfmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, snelheden in km/u
Maattoleranties +/- 15 mm, +/- 2° | gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

GEBRUIKERSGEGEVENS


Voornaam*:	
Naam*:	
Straat:	
Postcode:	
Plaats*:	
Land:	
Geboortedatum*:	
Diagnose -1-:	
Diagnose -2-:	
Telefoon:	
Handy:	
E-Mail:	
Opdrachtnummer:	

*Verplichte velden!

ANATOMISCHE MATEN (IN MM):

Voor definities zie schetsen in de bijgevoegde informatie!

1) Zitdiepte* :	
2) Zitbreedte* :	
3) Borstbreedte :	
4) Borstdiepte :	
5) Ellebooghoogte :	
6) Okselhoogte :	
7) Rugleuninghoogte :	
8) Hoofdhoogte :	
9) Onderarm lengte :	
10) OBL*:	
Lichaamslengte*:	
Gewicht (kg)*:	



Kortom, alle zitmaten worden zonder zitkussen gemeten!

Ik bevestig hierbij dat alle informatie volledig en correct is vastgelegd.

Ik ga ermee akkoord dat de informatie / gegevens die ik heb verstrekt en de foto's die ik heb gemaakt, zullen worden doorgegeven aan MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) voor het uitvoeren van het contract / het vervaardigen van het product.

.....
Datum/Handtekening

Hierbij wordt bevestigd dat alle informatie volledig en correct is ingevuld.

.....
Datum/Handtekening van de verkoper

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

00 Chassis / motor

	CODE	OMSCHRIJVING			EURO €
		Snelheid	Motorvermogen	Actieradius	
☐	115	6 km/u	2 x 350 W	40 km	0,00
☐	117*	10 km/u	2 x 350 W	35 km	770,00

* incl. TÜV-goedkeuring

01 Zitbreedte (ZB)

	CODE	OMSCHRIJVING			EURO €
☐	43	ZB 430	Zitbreedte traploos instelbaar van 400 tot 480 mm via de armleuningen en Bekkenpelotten (Zitvlakbreedte 430 mm)		0,00
☐	48	ZB 480	Zitbreedte traploos instelbaar van 450 tot 530 mm via de armleuningen en Bekkenpelotten (Zitvlakbreedte 480 mm)		0,00

02 Zitdiepte (ZD)

	CODE	OMSCHRIJVING			EURO €
☐	615	ZD 400			0,00
☐	788	ZD 425			0,00
☐	789	ZD 450			0,00
☐	787	ZD 475			0,00
☐	792	ZD 500			0,00
☐	793	ZD 525			0,00

03 Zithoogte (ZH)

	CODE	OMSCHRIJVING			EURO €
☐	41	450 mm			0,00
☐	42	485 mm			0,00
☐	49	520 mm			0,00

04 Zwenkwielen en opties

	CODE	OMSCHRIJVING Ø X B			EURO €
☒	152	7"			0,00

Opties voor zwenkwielen 7"

☒	900	lekbestendige banden			0,00
-------------------------------------	-----	----------------------	--	--	------

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

05 Aandrijfwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☒	460	14" - aandrijfwielen met Alu-velgen	0,00

Opties voor aandrijfwielen

☐	846	lekbestendige luchtbanden	0,00
☐	904	lekbestendige banden	188,00
☐	824	Spatbord voor aandrijfwielen	112,00

06 Bandenkleur zwenk- en aandrijfwielen

	CODE	KLEUR	EURO €
☒	908	Zwart (slijtvast), velg carbon kleurig	0,00

Informatie: Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.

07 Steunwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	352	Frame met achterste zwenkarm en centraal opgehangen dubbel-steunwiel voor optimale manoeuvreerbaarheid	0,00
☐	690	Frame met achterste zwenkarm en twee aan de zijkant gemonteerde steunwielen, ideaal voor het gebruik op oprijplaten	149,00

08 Zit- en stafuncties

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITNEIGING	STAHOEK	LIFT	EURO €
☒	4937	Multifunctionele module incl. geheugen-functie met staande en liggende functie, zitneiging en zitlift *	0° tot 40°	tot 90° ¹⁾	200 mm	0,00

¹⁾ Vanaf 100 kg gebruikersgewicht is aanpassing van de stahoek noodzakelijk

* Wij adviseren de Easy Memory Box (artikelnr: 5006793) voor optimale aanpassing.

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

09 Zitopties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	4933 ¹⁾	Dijbeschermers traploos in breedte en lengte instelbaar	686,00
☐	4274	Montagerails aan de stoel	200,00
☐	4948	Geavanceerde ligfunctie met biomechanische arMLEuning verlaging van 45° en biomech. Hoofdsteun	1.999,00
☐	4934	Staand rijden 3 km/u	0,00

¹⁾ Dijbeschermers alleen in combinatie met CODE 4274 montagerails

10 Hoezen voor kussens en opties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	237	Textiel-hoes in zwart	0,00
☐	254	Softline kunstleer incontinentiehoes in antraciet	199,00
☐	948	Met zit- en rugkussen	0,00
☐	727	Zonder zit- en rugkussen voor voorbereiding voor externe zitsystemen	0,00

11 Rugleuning

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☒	25	elektrische rugleuningverstelling 90° tot 150°	0,00

12 Rugleuningen opties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	659	Borstgordel voor stabilisatie van het bovenlichaam	0,00
☐	589	Vierpunts gordel *	298,00
☐	913	Hoofdsteun standaard, geschikt voor gehandicapten transportwagens	570,00
☐	956	Hoofdsteun met zijdelings systeem	570,00
☐	814	Doorlopende duwbeugel	149,00
☐	4946	Lendensteun, schuim	39,00
☐	4947	Lendensteun, oppompbaar	286,00

*Alleen alleen i.c.m. CODE 814 doorlopende duwbeugel

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

13 Armleuningen

Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!

1 = wegzwenkbaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	EURO €
☒ 24	Gestoffeerde armsteun, wegzwenkbaar, in hoek, hoogte en breedte verstelbaar	●	●	●	●	0,00

Opties voor armleuningen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 4422	Armsteunfixatie in basispositie	49,00

14 Beensteunen

Centrale beensteun met voetsteun

Houd er rekening mee dat de centrale beensteunen niet afneembaar zijn. De voetplaten zijn in hoek instelbaar en opklapbaar.

CODE	OMSCHRIJVING	BS-HOEK	OBL	EURO €
☒ 4935	Centrale beensteun, elektrisch in hoek verstelbaar, incl. voetplaat, ergonomische lengtecompensatie	tot 170°	250 - 435 mm ¹⁾	0,00

Let op bij de hoogte van de zitkussens: +60 mm

¹⁾ Bij VSH 450 mm USL max. 365 mm, bij VSH 485 mm USL max. 400 mm, bij VSH 520 mm USL max. 435 mm

15 Been- en voetsteunopties

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 316	Kniebeschermers, centraal geleid met zijdelingse vorm (verwijderbaar)	0,00
☐ 4698	Kniebeschermers, zijdelings geleid met riem en snelsluiting (afneembaar)	398,00
☐ 945	Kuitkussens	0,00
☐ 822	Bevestigingsband voor schoenen (paar)	48,00

16 Accu en laadapparaat

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 513	Onderhoudsvrije accu's 60 Ah (20 uur)	0,00
☐ 5158	Onderhoudsvrije accu's 73 Ah (20 uur)	244,00
☐ 732	Laadapparaat 8 A voor 60 Ah	0,00
☐ 733	Laadapparaat 12 A voor 73 Ah	256,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

17 Verlichting

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☒	932	Actieve LED verlichting	0,00

18 Bedieningsmodule en accessoires

	CODE	OMSCHRIJVING	BESTURING	EURO €
☐	702/398/ 780	Power-/Instel-/Bedieningsmodule R-NET met grote, 3,5" LCD kleurendisplay en lichtsensor	8 Instelmotoren	0,00
☐	4795	Wegrijblokkering, sleutel alleen i.c.m. R-Net		44,00
☐	839	OMNI II-omgevingsbesturing voor speciale bedieningselementen		1.985,00
☐	4615/4597	Extern insteltoetsenbord voor directe selectie en activering van vijf stoelfuncties, ook tijdens het rijden, montage aan de bedieningsmodulezijde		1.195,00
☐	4615/4599	Extern insteltoetsenbord voor directe selectie en activering van vijf stoelfuncties, ook tijdens het rijden, montage tegenover de kant van de bedieningsmodule		1.195,00

Opties voor bedieningsmodule

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	74	Montage rechts	0,00
☐	60	Montage links	0,00

19 Bedieningsmodulehouder

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	4859	Bedieningsmodulehouder, in lengte verstelbaar	0,00
☐	4860	Bedieningsmodulehouder, in lengte en hoogte verstelbaar, zijdelings wegzwenkbaar (bijv. aan een tafel)	236,00
☐	851	Bedieningsmodulehouder voor begeleider (Bedieningsmodule kan van voren naar achteren worden verplaatst) Alleen in combinatie met doorlopende duwbeugel CODE 814	296,00
☐	4874	Beschermbeugel voor VR2- en R-NET-besturingsmodule, niet in combinatie met OMNI II-omgevingsbesturing CODE 839	58,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

20 Speciale bedieningsmodule en speciale besturingen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	4789	Extra bedieningsmodule met voorrangsschakeling voor begeleider incl. montage aan rugbuis (alleen in combinatie met CODE 814)	560,00
☐	4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar gemonteerd	599,00
☐	4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar gemonteerd	599,00
☐	543	Externe aan/uit knop, kleur groen, diameter 63 mm, voor gebruikers die de knoppen van de bedieningsmodule slecht kunnen bedienen of als noodstopfunctie voor de begeleider.	280,00
☐	596	als CODE 543, kleur geel, diameter 63 mm	280,00
☐	778	als CODE 543, kleur groen, diameter 30 mm	236,00
☐	779	als CODE 543, kleur geel, diameter 30 mm	236,00
☐	4611	MicroPilot zero-way joystick, alleen in combinatie met OMNI II-omgevingsbesturing, CODE 839	3.876,00
☐	4600	MicroPilot zero-way joystick inclusief houder en handsteun, alleen in combinatie met OMNI II-omgevingsbesturing, CODE 839	4.978,00
☐	4612	MicroGuide-joystick, alleen in combinatie met OMNI II-omgevingsbesturing, CODE 839	4.312,00
☐	4601	MicroGuide-joystick inclusief houder en handsteun, alleen in verbinding met OMNI II-omgevingsbesturing, CODE 839	4.978,00
☐	4940	Nekbeugelhouder i.c.m. CODE 4611 of 4612	828,00
☐	4613	TouchDrive besturing, alleen i.c.m. R-Net, CODE 702 en OMNI II omgevingsbesturing, CODE 839	5.518,00

Speciale bedieningsmodules en speciale besturingen moeten vaak worden aangepast en kunnen daarom over het algemeen geen eindproduct voorstellen.

Plaatsing en programmering moeten worden uitgevoerd met medewerking van de gebruiker of door een technicus ter plaatse worden verwerkt.

Verdere speciale besturingen zijn op aanvraag mogelijk.

Joystick opzetstukken

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	553	Tetra-vork verticaal	170,00
☐	556	Tetra-vork horizontaal	170,00
☐	734	Tetra-vork horizontaal, op handbreedte instelbaar	112,00
☐	4589	Paddestoelknop	57,00
☐	4590	Kogelknop	57,00
☐	4591	T-knop	112,00
☐	4593	Steelknop	57,00
☐	4594	Knoopknop	57,00
☐	4595	Softball	57,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

21 Framekleur

CODE	CHASSISFRAME	EURO €
☒ 207	matzwart	0,00

Accentkleuren

CODE	VELGINSETS / AANDRIJFWIELEN	EURO €
☐ 207	matzwarte structuur (zonder velgen inzet)	0,00
☐ 212	polar white	49,00
☐ 186	magic blue	49,00
☐ 227	roodmetallic	49,00
☐ 180	lemonreflex	49,00
☐ 214	zonnegeel	49,00

Velginsets mogelijk met 14 "wielen.

22 Accessoires rondom de rolstoel

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 906	Achteruitkijkspiegel rechts	84,00
☐ 927	Achteruitkijkspiegel links	84,00
☐ 2676	Achtermarkeringsfolie	98,00
☐ 676	Markeringsbord	98,00
☐ 833	Veiligheidsriem met sluiting	82,00
☐ 4646	Therapietafel zijdelings wegzwenkbaar	549,00
☐ 590	Verwijderbare abductiewig	232,00
☐ 781	USB laadcontact	176,00
☐ 782	Houder voor gsm-houder, niet in combinatie met OMNI II omgevingsbesturing CODE 839	95,00

23 Services

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 55704*	Services ter plaatse aanpassing MY productspecialisten (geen korting)	490,00
☐ 55709**	Services ter plaatse aanpassing MY productspecialisten (geen korting)	990,00

* De service ter plaatse omvat alleen de eenvoudige aanpassing van parametersets zoals versnelling, snelheid, enz.


** De service ter plaatse omvat eenvoudige programma-aanpassingen en de integratie van speciale bedieningselementen.

Datum:


Handtekening:




CODE 43/48




CODE 4937




CODE 4934




CODE 25




CODE 24



CODE 4933/4274



CODE 316



CODE 4935




CODE 932



CODE 839



CODE 702/398/780



CODE 4615

1. ALGEMEEN – TOEPASSINGSBEREIK

1.1. De onderstaande leverings- en handelsvoorwaarden (ALH) van de Firma MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klant van de onderneming gesloten contracten. Zij zijn ook van toepassing op alle toekomstige handel met de klant, ook zonder een afzonderlijke, nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant aanvaardt de ALH van MEYRA GmbH als bindend voor het onderhavige contract en ook voor alle toekomstige contracten. Handelsvoorwaarden van de klant of een derde zijn niet van toepassing. Dergelijke handelsvoorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, ook wanneer deze in het afzonderlijke geval niet nogmaals uitdrukkelijk worden afgewezen.

1.3. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing, wanneer de klant ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

2. OFFERTE, CONTRACTSLUITING

2.1. Offertes van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend worden aangemerkt.

2.2. MEYRA GmbH kan bestellingen of orders van de klant binnen 14 dagen na ontvangst door een schriftelijke offertebevestiging aannemen.

2.3. Het contract komt door de schriftelijke offertebevestiging tot stand; dit is ook van toepassing voor alle wijzigingen in of aanvullingen op de orders.

2.4. Alle aan de klant gegeven documenten in samenhang met het verlenen van de order vallen onder ons eigendoms- en auteursrecht. Deze documenten zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Indien wij de offerte van de klant niet binnen de termijn van 2.2. aannemen, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in euro berekend. Alle prijzen zijn nettoprijzen. De omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte moet bovendien worden vergoed.

3.2. Voor zover niets anders schriftelijk werd overeengekomen zijn onze prijzen vanaf fabriek, exclusief verpakking en verzending. De kosten voor verpakking en verzending worden apart op de rekening opgevoerd.

3.3. Voor zover er catalogusprijzen aan ten grondslag liggen, is de prijslijst op het moment van opdrachtverstrekking van toepassing. Prijswijzigingen zijn toegestaan, wanneer tussen contractsluiting en overeengekomen levertermijn meer dan vier maanden liggen. Als daarna tot vervaardiging de lonen of de materiaalkosten stijgen, dan zijn wij gerechtigd de prijs navenant de kostenstijgingen te verhogen. De klant heeft alleen het recht op herroeping, wanneer de prijsverhoging de stijging van de algemene kosten voor levensonderhoud tussen bestelling en levering meer dan onbeduidend overstijgt.

3.4. Bij vervolgoorders is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen uit een voorafgaand contract.

3.5. Als de bestelwaarde beneden een grens van € 150,00 netto ligt, wordt een toeslag voor minimum volume inclusief vrachtcomponent van € 9,50 geheven.

4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT

4.1. Plaats van uitvoering voor leveringen is de hoofdstigting van MEYRA GmbH, voor zover niets

anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Als de goederen op verzoek van de klant aan deze worden verstuurd, dan gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (ook deelleveringen) aan de voor de uitvoering van de verzending derde werden overhandigd. Dit is onafhankelijk van het feit of het versturen van de goederen vanaf de plaats van uitvoering plaatsvindt of wie de vrachtkosten betaalt.

4.3. Als er claims tegen MEYRA GmbH worden ingediend wegens transportschade of verlies, dan moet de klant de schade op de vrachtdocumenten aantekenen of bij verlies direct een proces-verbaal laten opmaken en ons binnen een week hiervan in kennis stellen.

4.4. Een verzekering tegen transportschade wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de klant afgesloten.

4.5. Bij vertragen van de overdracht of het verzenden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico met kennisgeving van de bereidheid tot versturen over op de klant.

4.6. Als er geen bijzondere instructies van de klant zijn, zal MEYRA GmbH bij de selectie van transporttraject en -middel, zonder garantie en aansprakelijkheid, kiezen voor de goedkoopste en snelste manier van verzenden.

5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG

5.1. De in het vooruitzicht gestelde levertermijnen zijn waarschijnlijke levertijden, tenzij er uitdrukkelijk een eenduidige datum is vastgelegd.

5.2. Als partijen een levertermijn zijn overeengekomen, dan vangt deze aan op de datum van de orderbevestiging. De levertermijn is aangehouden, wanneer tot aan het verstrijken ervan de goederen de fabriek hebben verlaten of verzendgereedheid werd medegedeeld.

5.3. De naleving van overeengekomen lever- en prestatietijden veronderstelt het tijdig aanleveren door de klant van documenten en het tijdig aanleveren van alle noodzakelijke informatie en de uitvoering van alle andere verplichtingen door de klant. Als aan deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, dan worden de termijnen navenant verlengd.

5.4. MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen op grond van overmacht of andere op het tijdstip van contractafsluiting niet voorzienbare gebeurtenissen (bijv. staking, bedrijfsstoringen, niet tijdige levering van goederen aan MEYRA GmbH zelf, transportvertragingen, ongunstige weersomstandigheden, enz.) waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertermijn wordt verlengd met de duur van de tijdelijke productiehindernissen waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is, plus een passende opstartperiode.

5.5. Als de vertragingen de duur van zes weken overschrijden, dan zijn beide contractpartners gerechtigd met betrekking tot de betrokken prestatieomvang het contract te annuleren.

5.6. MEYRA GmbH is gerechtigd deelleveringen te doen, voor zover de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele toepassingsdoel bruikbaar is, de levering van de resterende goederen gegarandeerd is en er daardoor geen meerkosten voor de klant ontstaan.

6. BETALING

6.1. Factuurbedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur volledig worden voldaan op een van de door ons aangegeven bankrekeningen. Als het bij de factuur niet gaat om

de levering van een reserveonderdeel of om een reparatie, heeft de klant bij betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de rekening recht op aftrek van 2% korting.

6.2. Wij accepteren alleen cheques en wissels als dat expliciet is overeengekomen. Acceptatie gebeurt omwille van de uitvoering. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onder voorbehoud van de inning ervan. Valuteringen vinden op de dag plaats waarop wij definitief over de tegenwaarde beschikken.

6.3. Als de klant op de vervaldatum niet heeft gepresteerd, worden de uitstaande bedragen vermeerderd met 8% rente boven de betreffende basisrentevoet p.a. Dit is onder voorbehoud van het claimen van een hoger schadebedrag wegens te late betaling.

6.4. Als de klant met een betaling achter raakt, worden alle andere vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding rusten, direct opeisbaar, zonder dat dit een aparte kennisgeving behoeft.

6.5. De klant heeft alleen het recht op compensatie, wanneer zijn tegenclaims rechtsgeldig of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd tot uitoefening van het recht van retentie, als zijn tegenvordering rust op dezelfde contractuele relatie.

6.6. MEYRA GmbH is gerechtigd haar handelsvorderingen over te dragen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De door MEYRA GmbH geleverde goederen blijven tot volledige vereffening van alle, ook toekomstige vorderingen tegen de klant eigendom van MEYRA GmbH.

7.2. De klant mag de onder voorbehoud geleverde goederen voor het goed functioneren van het bedrijf vervreemden. De klant heeft geen recht op andere beschikkingen, met name eigendomsoverdracht tot zekerheid en verpandingen. De vorderingen van de klant bij vervreemding van de goederen onder voorbehoud (inclusief verdere vorderingen zoals verzekeringsclaims of claims op grond van ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging) worden nu al uit voorzorg overgedragen aan MEYRA GmbH. MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant is gerechtigd tot intrekking van de overgedragen vordering, zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Bij te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de intrekkingsoverdracht te herroepen.

7.3. Worden de goederen onder voorbehoud door de klant verwerkt, dan wordt hiermee overeengekomen dat de verwerking in naam en voor rekening van MEYRA GmbH als fabrikant plaatsvindt en dat MEYRA GmbH direct het eigendom of – wanneer de verwerking uit of in samenhang met stoffen van meerdere eigenaren plaatsvindt of de waarde van het verwerkte product hoger is dan de waarde van de geleverde goederen – het mede-eigendom (gedeeltelijk eigendom) in de nieuw geschapen zaak in verhouding van de waarde van het voorwerp van levering tot de waarde van de nieuw geschapen zaak verwerft. Voor zover MEYRA GmbH door combineren of vermenging haar eigendom verliest of zij in geval van verwerking niet eigenaar van het geleverde goed wordt, dan draagt de klant aan MEYRA GmbH hiermee vooraf een mede-eigenaarsdeel in het resulterende product over overeenkomstig de evenredige waarde van het geleverde goed. MEYRA GmbH aanvaardt hiermee het aanbod. De overdracht wordt vervangen door kosteloze bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons direct toegang door derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verlenen en de onder

voorbehoud van onze rechten noodzakelijke informatie te geven en documenten te overhandigen. Tegelijkertijd moet de klant de derde ongevraagd het eigendom van MEYRA GmbH onder zijn aandacht brengen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. MEYRA GmbH is verplicht de haar toekomstende zekerheden indien op verzoek van de klant vrij te geven als deze de waarde van de veilig te stellen vorderingen met meer dan 20% overstijgen. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij MEYRA GmbH.

7.6. Voor het geval van een faillissementsaanvraag die de klant betreft, verbieden wij nu al de vervreemding of verwerking van onze goederen onder voorbehoud en herroepen wij onze intrekkingsmachtiging met betrekking tot de aan ons afgestane vorderingen.

7.7. In geval van te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de onmiddellijke teruggave van de goederen onder voorbehoud te verlangen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na levering te inspecteren. Wanneer het om duidelijke gebreken gaat of om gebreken die bij een grondig onderzoek worden aangetroffen, dient de klant reclamaties binnen een week na ontvangst van de levering schriftelijk bij ons in te dienen. Na afloop van deze termijn is elke aansprakelijkheid voor deze gebreken uitgesloten. Garantieclaims voor verborgen gebreken zijn alleen geldig, wanneer deze binnen een week na ontdekking schriftelijk bij ons worden ingediend.

8.2. In gevallen van gebrekkige levering zijn wij gerechtigd om naar eigen oordeel de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen door een foutloos nieuw product. De klant is verplicht ons de gebrekkige producten franco thuis voor onderzoek en herstel ter beschikking te stellen. Als herstel of nalevering niet lukt, wordt het product niet binnen redelijke termijn geleverd of door ons afgewezen, dan kan de klant naar eigen keuze het contract ontbinden of de aanschafprijs verlagen. In deze gevallen is het stellen van een termijn niet nodig, omdat dit wettelijk niet vereist wordt.

8.3. De garantie vervalt, wanneer de klant zonder onze toestemming het geleverde voorwerp wijzigt of door een derde laat wijzigen en het oplossen van de gebreken hierdoor onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt. De klant moet in elk geval de door de wijziging ontstane meerkosten van het verhelpen van de gebreken dragen.

8.4. Door de voorafgaande regelingen wordt een eventuele garantie die wij tegenover de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen hadden, niet aangetast.

8.5. Uitgezonderd van de garantie is gebruiksslijtage van alle door ons geleverde artikelen, componenten, batterijen en reserveonderdelen alsmede niet-geschikte of ondeskundige opslag, toepassing of behandeling van de goederen.

8.6. Verdere claims van de klant, met name voor schadevergoeding in plaats van prestatie en voor vergoeding van andere directe of indirecte schade - inclusief neven- of gevolgschade, ongeacht de wettelijke grond - zijn uitgesloten. Dit geldt niet, wanneer MEYRA GmbH een gebrek aan eigendomstitel of verborgen gebrek opzettelijk heeft verzwezen of de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of dat een nalatige inbreuk van essentiële contractuele verplichtingen het geval is. Onder essentiële contractuele verplichtingen worden verplichtingen

verstaan, die door vervulling ervan de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maken en waarop de contractpartner regelmatig kan en mag vertrouwen dat deze worden nageleefd. In het geval van materiële en vermogensschade veroorzaakt door licht nalatig gedrag, is de vervangingsplicht van MEYRA GmbH echter qua hoogte beperkt tot de contractgerelateerde voorzienbare schade. Uitgesloten zijn niet letsel- en/of gezondheidsschade die door nalatig plichtverzuim van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordiger of agenten is ontstaan.

8.7. Aansprakelijkheid volgens de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9. VERJARING

Claims van de klant op grond van materiële defecten verjaren twee jaar vanaf de overgave/aflevering van de goederen aan de klant. De verjaringstermijn voor vervangende apparatuur en reparaties is 1 jaar vanaf overgave/aflevering van de goederen aan de klant. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims op grond van leven, lichaam of gezondheid en/of schadeclaims op grond van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dit opzicht zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

9.1. SERVICE VERVANGENDE APPARATUUR

Onafhankelijk van de garantie biedt MEYRA GmbH de klant aan defecte apparatuur te vervangen door geheel gereviseerde apparatuur. De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze ter vervanging aangeboden apparatuur:

- Vervangende apparatuur is geheel gereviseerd en technisch in orde.
- Het defecte apparaat moet binnen 15 werkdagen kosteloos aan MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat wordt ons eigendom.
- Als wij het apparaat niet terugkrijgen, berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat 95% van de nieuwprijs.
- Het geretourneerde apparaat moet overeenkomen met het geleverde vervangingsapparaat qua type en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag alleen slijtagesporen door normaal gebruik vertonen.
- De beoordeling of het geretourneerde apparaat voldoet aan bovengenoemde voorwaarden berust bij MEYRA GmbH. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat eveneens de bovengenoemde prijs verminderd met de restwaarde van het geretourneerde apparaat.

10. AANSPRAKELIJKHEID BIJ WIJZIGINGEN IN DE CONSTRUCTIE

Opgemerkt zij dat bij speciaal geproduceerde producten er scherpere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Wijzigingen in de constructie van MEYRA GmbH-artikelen door de klant of een door hem bevoegde derde zijn alleen toegestaan wanneer ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen en onze bedrijfsleiding vooraf schriftelijk goedkeuring voor deze wijzigingen heeft gegeven. Voor dit doel moet ons op verzoek een gewijzigd model met constructietekening ter beschikking worden gesteld. Als deze wijzigingen in de constructie zonder schriftelijke toestemming van onze bedrijfsleiding worden uitgevoerd en er ontstaat schade aan een derde door deze wijzigingen waarvoor wij normaliter verantwoordelijk zijn, dan is de klant verplicht ons binnen de contractuele relatie te vrijwaren tegen alle claims van deze derde.

11A. RETOURNERINGEN VAN EINDPRODUCTEN EN COMPONENTEN

Retourneringen zonder bijgevoegd afschrift van het afleverbewijs of rekening worden niet teruggenomen. Retourneringen (in originele verpakking en in absoluut nieuwe staat) worden gecrediteerd met 80% van de nettowaarde van de goederen. Uitgesloten van terugname zijn artikelen die langer dan 3 maanden geleden werden geleverd, speciaal gemaakte producten, hygiënische artikelen, volle batterijen en artikelen met een nettowaarde van minder dan € 100,-. Daarnaast zijn op het individu gemaakte rolstoelen (bijv.: kinderrolstoelen en aanpasbare rolstoelen). Het risico voor het transport berust bij de verzender. Als kosten voor reiniging en / of desinfectie worden gemaakt voor goedgekeurde retourzendingen, worden deze gefactureerd tegen een vast tarief van minimaal € 79 netto

11B. ORDERANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

11B.1. Orderannuleringen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

11B.2. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.

11B.3. Als toestemming voor het annuleren van eindproducten die gereed zijn voor levering plaatsvindt, dan is het volgende van toepassing:

- Reha-artikelen worden volledig vergoed.
- Rolstoelen speciaal gemaakt zoals sportrolstoelen worden principieel niet teruggenomen.
- Bij annulering van aanpasbare rolstoelen wordt een aandeel in de kosten van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen bedraagt 5%. Voor standaard c.q. lichtgewicht rolstoelen worden 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

11C. TERUGNAME / AFVOER

Onze prijzen zijn exclusief kosten voor terugname en afvoer van complete oude apparaten van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. Op verzoek regelen wij tegen betaling van kosten de terugname en recycling / afvoer ook van die apparaten mits deze door ons werden verhandeld. Retourneringen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

12. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zijn gerechtigd persoonlijke gegevens van de klant in het kader van wettelijke bepalingen, met name de Basisverordening gegevensbescherming, op te slaan en bedrijfsintern te verwerken.

13. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT, VRIJWARINGSCLAUSULE

13.1. Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen, is de hoofdvestiging van MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf de plaats van uitvoering.

13.2. Alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in onze vestigingsplaats Kalletal-Kalldorf. Daarnaast zijn wij gerechtigd de klant ook in een andere bevoegde rechtbank te vervolgen.

13.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het UN-kooprecht is van toepassing.

13.4. Als afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.