

OPTIMUS 2

2.322



Toegestane gebruikersgewicht
150 kg (incl. bijlading)

Bij 15 km/u
120 kg (incl. bijlading)



Optimus 2 incl. RS-Editie
(CODE 2201)




Aluvelgen



Uitstekende tractie en
off-road-mogelijkheden



Comfortabele bediening



Optimaal zitcomfort -
optimale aanpasbaarheid

Excellente sterkte – super Power

ECONOMIE

- Lange levensduur dankzij de hoogste kwaliteit materialen en precisie stalen buisframe voor maximale belastbaarheid
(gebruikersgewicht tot 150 kg inclusief lading, bij 15 km / h 120 kg inclusief lading)
- Eenvoudige aanpassing, ook achteraf, van rijeigenschappen, optionele uitrusting, speciale bedieningselementen en ziteenheden
- De standaard R-NET elektronica zorgt voor eenvoudige bediening en optimale programmering
- Langdurige zekerheid van levering van reserveonderdelen door landelijke detailhandelstructuur
- Weinig behoefte aan reparatie

THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- Zeer goed veiligheidsconcept van de onderdelen, bijv. halogeenkoplampen en standaard trommelremmen
- Keuze uit verschillende ziteenheden voor optimale ondersteuning
- Ook voor de complexere verzorging, met bijv. elektrische hoek verstelling van de stoel en de rugleuning
- Individueel programmeerbare rijeigenschappen maken een aanpassing op maat aan het rijgedrag van de gebruiker binnen en buiten mogelijk
- Verschillende speciale bedieningseenheden mogelijk

TOEPASSING

- Voor permanent, dagelijks gebruik voornamelijk buiten
- Voor bestuurders die een handbewogen rolstoel of wandelstokken binnenshuis gebruiken, is mogelijk meer ondersteuning buitenshuis nodig
- Directe besturing biedt grote veiligheid en betrouwbaarheid bij buiten rijden
- Door onafhankelijke wielophanging en hoge hellingsgraad ideaal voor ruw terrein
- Het afleggen van langere afstanden is mogelijk dankzij de optimale rijeigenschappen en, indien nodig, het gebruik van grote accu's
- Kleine draaicirkel voor gebruik binnenshuis

☐ BESTELLING☐ OFFERTE☐ OP MAAT GEMAAKT**Ingevuld bestelformulier faxen naar: +49 5733 922 9311 Klantenservice: +49 5733 922 311**

Factuuradres / klantnr.:

Aflleveradres:

Commissie / opmerkingen:

MEYRA®Optimus 2 incl. RS-Editie
(CODE 2201)Toegestane gebruikersgewicht
150 kg (incl. bijlading)Bij 15 km/u
120 kg (incl. bijlading)**OPTIMUS 2 2.322** (Prijs voor het basismodel, incl. accu's en laadapparaat, incl. zijpaneel, incl. beensteunen):**€ 7.954,00**

Alle prijzen zijn exclusief BTW! Geldig van 1-1-2020 – 31-12-2020.

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over de meetprocedure vindt u op <https://nl.meyra.com/messverfahren>.

Bestelhoeveelheid:

**Technische gegevens**

Zitbreedte ²⁾	380 - 560
Zitdiepte ¹⁾	500 / 420 - 530 / 480 - 530 *
Rugleuninghoogte (zonder kussen) ¹⁾	640 / 550 / 640
Onderbeenlengte ¹⁾	380 - 520 / 410 - 550 / 420 - 560
Armleuninghoogte ¹⁾	190 - 250 / 220 - 280 / 230 - 290
Zithoogte voor	610 / 580 / 650
Lengte met beensteunen	1.160
Lengte zonder beensteunen	1.030

Breedte	680
Hoogte zonder hoofdsteun ¹⁾	1.170 / 1.050 / 1.130
Transportlengte ¹⁾	1.340 / 1.160 / 1.260
Transporthoogte min. ¹⁾	720 / 760 / 800
Wielmaat voor	360 x 120
Wielmaat achter	320 x 100
Hindernishoogte max.	110
Draaicirkel	1.200
Actieradius met accu 107 Ah (20 uur)	50 - 70 km

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

☐ Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.



Technische gegevens

GEWICHT IN KG

Transport leeggewicht basisuitvoering min. ⁶⁾	150
Gebruikersgewicht max. ⁵⁾	150 / 150 / 120
Toelaatbaar totaalgewicht incl. opties ⁵⁾	330 / 330 / 300
max. bijlading	10

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, snelheden in km/u, maattoleranties ± 10 mm
Gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.

EIGENSCHAPPEN

Rijsnelheden in km/u	6 / 10 / 15
Motorvermogen W ⁵⁾	950
Toegestane hellingen / dalingen	18%
Stuursoort	direct
Zitkanteling elektrisch ¹⁾	7-22° / 5-20° / 20-35°
Zitkanteling mechanisch ¹⁾	7-15° / 5-13° / 20-28°
Rugleuninghoek elektrisch	-10° tot 50°
Rugleuninghoek mechanisch	0° tot 30°

- ¹⁾ zitsystemen ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO
²⁾ zie categorie 01
³⁾ Onder testomstandigheden met accu 107 Ah (20 uur)
⁴⁾ Voor routeprestatie zie ook categorie 00
⁵⁾ Bij 6, 10 of 15 km/u-versie
⁶⁾ Zonder beensteunen en armleuningen. Beschrijving met accu 107 Ah (20 uur)
* afhankelijk van de uitvoering



Chassis/motor

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
	Snelheid Motorvermogen Actieradius	
☐ 115	6 km/u 950 W ca. 70 km	0,00
☐ 117*	10 km/u 950 W ca. 60 km	770,00
☐ 150*	15 km/u, in de fabriek afgesteld op 12 km/u (ach-teraf veranderbaar) 950 W ca. 50 km	824,00

* Alleen in combinatie 676 markeerbord achter of 2676 markeerfolie achter.



Zitbreedte (ZB)

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
	☐ i.c.m. ErgoSeat zitsysteem CODE 948/949 en zijpaneel CODE 106 Zitbreedte traploos instelbaar van 380-500 mm via de armleuningen (zitvlakbreedte 430 mm)	
☐ 43	☐ i.c.m. ERGOSTAR zitsysteem CODE 961 en zijpaneel CODE 24 Zitbreedte 500 mm	0,00
	☐ i.c.m. RECARO Zitbreedte 490 - 560 mm, via zijpanelen	
☐ 48	i.c.m. ErgoSeat zitsysteem CODE 948/949 en zijpaneel CODE 106 Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 530 mm via de armleuningen (zitvlakbreedte 480 mm)	0,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

02 Zitting en zitsystemen

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITDIEPTE	EURO €
☐	961	ERGOSTAR anatomisch gevormd zitsysteem met mechanisch verstelbare rugleuning, waterafstotend	500 mm	0,00
☐	948	ErgoSeat zitkussen incl. zitplaat	420 - 530 mm; Fabrieksinstelling 530 mm	464,00
☐	593	Zonder zitplaat, voorbereid voor externe zitsystemen		0,00
☐	4276	Zitplaat, zonder kussen		0,00
☐	579	RECARO Special S (Zitbreedte 490 mm) (korte zitvlakte + lage zijgeleider) met handmatige rugleuningverstelling incl. hoofdsteun	465 mm	2.266,00
☐	567	RECARO Special F met elektrische rugleuningverstelling incl. hoofdsteun (Zitbreedte 490 mm)	465 mm	3.184,00
☐	580	RECARO Special M (Zitbreedte 520 mm) (lange zitvlakte + lage zijgeleider) met handmatige rugleuningverstelling incl. hoofdsteun	460 - 510 mm, fabrieksinstelling 480 mm*	2.266,00
☐	578	RECARO Special W met elektrische rugleuningverstelling incl. hoofdsteun (Zitbreedte 520 mm)	460 - 510 mm, fabrieksinstelling 480 mm*	3.894,00
☐	581	RECARO Special L (Zitbreedte 520 mm) (lange zitvlakte + gevormde zijgeleider) met handmatige rugleuningverstelling incl. hoofdsteun	460 - 510 mm, fabrieksinstelling 480 mm*	2.266,00
☐	584	RECARO Special X met elektrische rugleuningverstelling incl. hoofdsteun (Zitbreedte 520 mm)	460 - 510 mm, fabrieksinstelling 480 mm*	3.894,00

* afhankelijk van de uitvoering

03 Rugleuningsysteem en verstellingen

	CODE	OMSCHRIJVING	INSTELBEREIK		EURO €
☐	949	ErgoSeat rugschaal incl. duwstang en bekleding			402,00
☐	4268	ErgoSeat rugschaal incl. duwstang, zonder bekleding			286,00
☐	2019	ErgoSeat Pro comfort rugleuning inclusief hoeskussen, textiel hoes zwart, hoogte 530 mm, om te bouwen tot 570 mm, alleen in combinatie met zitbreedte 430 en 480 mm			442,00
☐	401	Mechanische rugleuningverstelling, alleen in combinatie met ErgoSeat-rug CODE 949, 4268 of 2019	0° tot 30°	10° stappen	0,00
☐	25	Elektrische rugleuningverstelling, alleen in combinatie met ErgoSeat-rug CODE 949, 4268 of 2019	-10° tot 50°	traploos	1.236,00
☐	913	Afneembare hoofdsteun, alleen in combinatie met ERGOSTAR CODE 961 of ErgoSeat-rug CODE 949, 4268 of 2019			322,00
☐	814	Dwarsliggende duwstang voor RECARO-zitsysteem. Opmerking: ErgoSeat beschikt standaard over een duwstang			188,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Accessoires voor ErgoSeat Pro comfort rugleuning

	CODE	OMSCHRIJVING	MAAT	EURO €
☐	2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, paar	230 x 120/60 x 125 mm	248,00
☐	2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groot, paar	310 x 125/70 x 140 mm	262,00

04 ErgoSeat overtrekken

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	237	ErgoSeat overtrek, textiel, zwart	0,00
☐	4980	ErgoSeat overtrek, waterafstotend, zwart	0,00

RECARO overtrekken

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	235	RECARO overtrek, textiel, zwart	0,00
☐	3254	RECARO overtrek, kunstleer, zwart	340,00

05 Zitkanteling

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITNEIGING	EURO €
☐	118	Elektrische zitkanteling, traploos om 15°	5° tot 20°	1.124,00
☐	119	Mechanische zitkanteling	4° tot 12°	0,00

06 Zijdelen en armleuningen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	24	Zijpaneel met gevoerde armleuning, opklapbaar en in hoek instelbaar Alleen in combinatie met ERGOSTAR en CODE 4859 bedieningsmodulehouder	0,00
☐	106	Zijpaneel met gevoerde armleuning, in hoogte instelbaar en afneembaar	166,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

07 Beensteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	54	805	808	EURO €
☐	86	Beensteunen, elektrisch opklapbaar, afneembaar, wegzwenkbaar	-	●	●	1.442,00
☐	92	Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	-	●	●	226,00
☐	93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	●	●	●	0,00
☐	99	Versterkte beensteunen, vast gemonteerd	-	●	●	370,00

08 Voetsteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	86	92	93	99	EURO €
☐	54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en in hoek verstelbaar	150	380 - 480	-	-	●	-	236,00
☐	798	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150	380 - 480	●	●	●	●	0,00
☐	822	Bevestigingsband voor schoenen (paar)							48,00
☐	823	Hielhouder (paar)							94,00

09 Banden, aandrijfwielen en zwenkwiel (velgen)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	482	Luchtbanden met geribbeld profiel op aluminiumvelgen	0,00
☐	904	Lekbestendige banden (geribbeld profiel) op aluminiumvelgen	496,00

Kleuren en opties voor banden en wielen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	908	Zwarte banden	0,00
☐	909	Grijze banden	0,00
☐	72	Trommelrem	0,00
☐	4779	Spatbord voor aandrijfwielen	198,00
☐	816	Spatbord voor zwenkwielen	168,00

Informatie: Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

10 Accu's en laadapparaat

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 5160	Onderhoudsvrije accu's 70 Ah (5 uur), 79 Ah (20 uur)	480,00
☐ 5155	Onderhoudsvrije accu's Alleen in combinatie met laadapparaat CODE 733	ca. 88 Ah (5 uur), 107 Ah (20 uur) 880,00
☐ 5161	Onderhoudsvrije accu's Alleen in combinatie met laadapparaat CODE 733	ca. 110 Ah (5 uur), 125 Ah (20 uur) 946,00
☐ 733	Laadapparaat 12 A aanbevolen voor 107 en 125 Ah (20h)	256,00
☐ 732	Laadapparaat 8 A voor 79 Ah (20 uur)	216,00

11 Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 702/415	Bedieningsmodule R-NET met LED-Display (Aansturing van alle afstelmotoren en verlichtingssysteem)	0,00
☐ 702/416	Bedieningsmodule R-NET met LCD kleurendisplay (Aansturing van alle afstelmotoren en verlichtingssysteem)	310,00
☐ 702/398/ 678	Power-/Instel-/Bedieningsmodule R-NET met grote, 3,5" LCD kleurendisplay en IR/Bluetooth functies, incl. lichtsensor	836,00
☐ 813	Tafelbediening, doorzwaaibaar, alleen in combinatie met zijpaneel CODE 106, alleen in combinatie met R-NET bedieningsmodule met LED-display CODE 702/415	2.488,00
☐ 839	OMNI II-omgevingsregeling voor speciale bedieningselementen (alleen in verbinding met R-Net)	1.985,00
☐ 60	Montage links	0,00
☐ 74	Montage rechts	0,00

12 Bedieningsmodulehouders

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 4859	Bedieningsmodulehouder in lengte verstelbaar	0,00
☐ 4860	Bedieningsmodulehouder, in lengte en hoogte verstelbaar, parallel wegzwenkbaar Niet in combinatie met zijpaneel CODE 24	296,00

13 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐ 932	Actieve verlichting	0,00

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

☐ **Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

14 **Frame-/Chassiskleuren**


	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	134	Oceanblauw	0,00
☐	183	Zilvermetallic	0,00
☐	216	Donker zwart	0,00
☐	2201	RS-kleureditie (inclusief: Chassis & velgen zwart, ErgoSeat voering & kuitband zwart/rood, opname kuitband rood, hendel voor centrale ontgrendeling & trommelrem rood, achterste markeringsfolie signaal rood) plus de respectievelijke optie meerprijzen	708,00

Accessoires rondom de rolstoel


	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
☐	4795	Wegrijblokkering, sleutel alleen i.c.m. R-Net	44,00
☐	833	Bekkengordel met sluiting, verplicht bij 15 km/u uitvoering	82,00
☐	906	Achteruitkijkspiegel rechts	84,00
☐	927	Achteruitkijkspiegel links	82,00
☐	2676	Achtermarkeringsfolie, alleen i.c.m. ErgoSeat	98,00
☐	676	Markeringsbord bij ERGOSTAR en RECARO alleen in combinatie met duwstang CODE 814	98,00
☐	994	Bagagerek	118,00
☐	970	Stokhouder	118,00
☐	539	Versterkte claxon	120,00
☐	993	Bagagebox, zwart, niet in combinatie met elektrische rugleuningverstelling CODE 25, RECARO Special F CODE 567, RECARO Special W CODE 578 of RECARO Special X CODE 584	438,00
☐	930	Therapietafel zijdelings wegzenkbaar, alleen in combinatie met zijpaneel CODE 106	734,00
☐	781	USB laadcontact	176,00
☐	782	Uitsparing voor handy houder	90,00

Datum:


Handtekening:



CODE 948/949




CODE 580



CODE 961/24



CODE 237



CODE 93/805



CODE 908



CODE 909



CODE 702/415




CODE 839



CODE 702/416/678



CODE 702/398/678



CODE 4860



CODE 994



CODE 970

1. ALGEMEEN – TOEPASSINGSBEREIK

1.1. De onderstaande leverings- en handelsvoorwaarden (ALH) van de Firma MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klant van de onderneming gesloten contracten. Zij zijn ook van toepassing op alle toekomstige handel met de klant, ook zonder een afzonderlijke, nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant aanvaardt de ALH van MEYRA GmbH als bindend voor het onderhavige contract en ook voor alle toekomstige contracten. Handelsvoorwaarden van de klant of een derde zijn niet van toepassing. Dergelijke handelsvoorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, ook wanneer deze in het afzonderlijke geval niet nogmaals uitdrukkelijk worden afgewezen.

1.3. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing, wanneer de klant ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

2. OFFERTE, CONTRACTSLUITING

2.1. Offertes van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend worden aangemerkt.

2.2. MEYRA GmbH kan bestellingen of orders van de klant binnen 14 dagen na ontvangst door een schriftelijke offertebevestiging aannemen.

2.3. Het contract komt door de schriftelijke offertebevestiging tot stand; dit is ook van toepassing voor alle wijzigingen in of aanvullingen op de orders.

2.4. Alle aan de klant gegeven documenten in samenhang met het verlenen van de order vallen onder ons eigendoms- en auteursrecht. Deze documenten zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Indien wij de offerte van de klant niet binnen de termijn van 2.2. aannemen, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in euro berekend. Alle prijzen zijn nettoprijzen. De omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte moet bovendien worden vergoed.

3.2. Voor zover niets anders schriftelijk werd overeengekomen zijn onze prijzen vanaf fabriek, exclusief verpakking en verzending. De kosten voor verpakking en verzending worden apart op de rekening opgevoerd.

3.3. Voor zover er catalogusprijzen aan ten grondslag liggen, is de prijslijst op het moment van opdrachtverstrekking van toepassing. Prijswijzigingen zijn toegestaan, wanneer tussen contractsluiting en overeengekomen levertermijn meer dan vier maanden liggen. Als daarna tot vervaardiging de lonen of de materiaalkosten stijgen, dan zijn wij gerechtigd de prijs navenant de kostenstijgingen te verhogen. De klant heeft alleen het recht op herroeping, wanneer de prijsverhoging de stijging van de algemene kosten voor levensonderhoud tussen bestelling en levering meer dan onbeduidend overstijgt.

3.4. Bij vervolgoorders is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen uit een voorafgaand contract.

3.5. Als de bestelwaarde beneden een grens van € 150,00 netto ligt, wordt een toeslag voor minimum volume inclusief vrachtcomponent van € 9,50 geheven.

4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT

4.1. Plaats van uitvoering voor leveringen is de hoofdstigting van MEYRA GmbH, voor zover niets

anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Als de goederen op verzoek van de klant aan deze worden verstuurd, dan gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (ook deelleveringen) aan de voor de uitvoering van de verzending derde werden overhandigd. Dit is onafhankelijk van het feit of het versturen van de goederen vanaf de plaats van uitvoering plaatsvindt of wie de vrachtkosten betaalt.

4.3. Als er claims tegen MEYRA GmbH worden ingediend wegens transportschade of verlies, dan moet de klant de schade op de vrachtdocumenten aantekenen of bij verlies direct een proces-verbaal laten opmaken en ons binnen een week hiervan in kennis stellen.

4.4. Een verzekering tegen transportschade wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de klant afgesloten.

4.5. Bij vertragingen van de overdracht of het verzenden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico met kennisgeving van de bereidheid tot versturen over op de klant.

4.6. Als er geen bijzondere instructies van de klant zijn, zal MEYRA GmbH bij de selectie van transporttraject en -middel, zonder garantie en aansprakelijkheid, kiezen voor de goedkoopste en snelste manier van verzenden.

5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG

5.1. De in het vooruitzicht gestelde levertermijnen zijn waarschijnlijke levertijden, tenzij er uitdrukkelijk een bepaalde datum is vastgelegd.

5.2. Als partijen een levertermijn zijn overeengekomen, dan vangt deze aan op de datum van de orderbevestiging. De levertermijn is aangehouden, wanneer tot aan het verstrijken ervan de goederen de fabriek hebben verlaten of verzendgereedheid werd medegedeeld.

5.3. De naleving van overeengekomen lever- en prestatietijden veronderstelt het tijdig aanleveren door de klant van documenten en het tijdig aanleveren van alle noodzakelijke informatie en de uitvoering van alle andere verplichtingen door de klant. Als aan deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, dan worden de termijnen navenant verlengd.

5.4. MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen op grond van overmacht of andere op het tijdstip van contractafsluiting niet voorzienbare gebeurtenissen (bijv. staking, bedrijfsstoringen, niet tijdige levering van goederen aan MEYRA GmbH zelf, transportvertragingen, ongunstige weersomstandigheden, enz.) waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertermijn wordt verlengd met de duur van de tijdelijke productiehindernissen waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is, plus een passende opstartperiode.

5.5. Als de vertragingen de duur van zes weken overschrijden, dan zijn beide contractpartners gerechtigd met betrekking tot de betrokken prestatieomvang het contract te annuleren.

5.6. MEYRA GmbH is gerechtigd deelleveringen te doen, voor zover de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele toepassingsdoel bruikbaar is, de levering van de resterende goederen gegarandeerd is en er daardoor geen meerkosten voor de klant ontstaan.

6. BETALING

6.1. Factuurbedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur volledig worden voldaan op een van de door ons aangegeven bankrekeningen. Als het bij de factuur niet gaat om

de levering van een reserveonderdeel of om een reparatie, heeft de klant bij betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de rekening recht op aftrek van 2% korting.

6.2. Wij accepteren alleen cheques en wissels als dat expliciet is overeengekomen. Acceptatie gebeurt omwille van de uitvoering. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onder voorbehoud van de inning ervan. Valuteringen vinden op de dag plaats waarop wij definitief over de tegenwaarde beschikken.

6.3. Als de klant op de vervaldatum niet heeft gepresteerd, worden de uitstaande bedragen vermeerderd met 8% rente boven de betreffende basisrentevoet p.a. Dit is onder voorbehoud van het claimen van een hoger schadebedrag wegens te late betaling.

6.4. Als de klant met een betaling achter raakt, worden alle andere vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding rusten, direct opeisbaar, zonder dat dit een aparte kennisgeving behoeft.

6.5. De klant heeft alleen het recht op compensatie, wanneer zijn tegenclaims rechtsgeldig of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd tot uitoefening van het recht van retentie, als zijn tegenvordering rust op dezelfde contractuele relatie.

6.6. MEYRA GmbH is gerechtigd haar handelsvorderingen over te dragen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De door MEYRA GmbH geleverde goederen blijven tot volledige vereffening van alle, ook toekomstige vorderingen tegen de klant eigendom van MEYRA GmbH.

7.2. De klant mag de onder voorbehoud geleverde goederen voor het goed functioneren van het bedrijf vervreemden. De klant heeft geen recht op andere beschikkingen, met name eigendomsoverdracht tot zekerheid en verpandingen. De vorderingen van de klant bij vervreemding van de goederen onder voorbehoud (inclusief verdere vorderingen zoals verzekeringsclaims of claims op grond van ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging) worden nu al uit voorzorg overgedragen aan MEYRA GmbH. MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant is gerechtigd tot intrekking van de overgedragen vordering, zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Bij te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de intrekkingsoverdracht te herroepen.

7.3. Worden de goederen onder voorbehoud door de klant verwerkt, dan wordt hiermee overeengekomen dat de verwerking in naam en voor rekening van MEYRA GmbH als fabrikant plaatsvindt en dat MEYRA GmbH direct het eigendom of – wanneer de verwerking uit of in samenhang met stoffen van meerdere eigenaren plaatsvindt of de waarde van het verwerkte product hoger is dan de waarde van de geleverde goederen – het mede-eigendom (gedeeltelijk eigendom) in de nieuw geschapen zaak in verhouding van de waarde van het voorwerp van levering tot de waarde van de nieuw geschapen zaak verwerft. Voor zover MEYRA GmbH door combineren of vermenging haar eigendom verliest of zij in geval van verwerking niet eigenaar van het geleverde goed wordt, dan draagt de klant aan MEYRA GmbH hiermee vooraf een mede-eigenaarsdeel in het resulterende product over overeenkomstig de evenredige waarde van het geleverde goed. MEYRA GmbH aanvaardt hiermee het aanbod. De overdracht wordt vervangen door kosteloze bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons direct toegang door derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verlenen en de onder

voorbehoud van onze rechten noodzakelijke informatie te geven en documenten te overhandigen. Tegelijkertijd moet de klant de derde ongevraagd het eigendom van MEYRA GmbH onder zijn aandacht brengen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. MEYRA GmbH is verplicht de haar toekomstende zekerheden indien op verzoek van de klant vrij te geven als deze de waarde van de veilig te stellen vorderingen met meer dan 20% overstijgen. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij MEYRA GmbH.

7.6. Voor het geval van een faillissementsaanvraag die de klant betreft, verbieden wij nu al de vervreemding of verwerking van onze goederen onder voorbehoud en herroepen wij onze intrekkingsmachtiging met betrekking tot de aan ons afgestane vorderingen.

7.7. In geval van te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de onmiddellijke teruggave van de goederen onder voorbehoud te verlangen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na levering te inspecteren. Wanneer het om duidelijke gebreken gaat of om gebreken die bij een grondig onderzoek worden aangetroffen, dient de klant reclamaties binnen een week na ontvangst van de levering schriftelijk bij ons in te dienen. Na afloop van deze termijn is elke aansprakelijkheid voor deze gebreken uitgesloten. Garantieclaims voor verborgen gebreken zijn alleen geldig, wanneer deze binnen een week na ontdekking schriftelijk bij ons worden ingediend.

8.2. In gevallen van gebrekkige levering zijn wij gerechtigd om naar eigen oordeel de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen door een foutloos nieuw product. De klant is verplicht ons de gebrekkige producten franco thuis voor onderzoek en herstel ter beschikking te stellen. Als herstel of nalevering niet lukt, wordt het product niet binnen redelijke termijn geleverd of door ons afgewezen, dan kan de klant naar eigen keuze het contract ontbinden of de aanschafprijs verlagen. In deze gevallen is het stellen van een termijn niet nodig, omdat dit wettelijk niet vereist wordt.

8.3. De garantie vervalt, wanneer de klant zonder onze toestemming het geleverde voorwerp wijzigt of door een derde laat wijzigen en het oplossen van de gebreken hierdoor onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt. De klant moet in elk geval de door de wijziging ontstane meerkosten van het verhelpen van de gebreken dragen.

8.4. Door de voorafgaande regelingen wordt een eventuele garantie die wij tegenover de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen hadden, niet aangetast.

8.5. Uitgezonderd van de garantie is gebruiksslijtage van alle door ons geleverde artikelen, componenten, batterijen en reserveonderdelen alsmede niet-geschikte of ondeskundige opslag, toepassing of behandeling van de goederen.

8.6. Verdere claims van de klant, met name voor schadevergoeding in plaats van prestatie en voor vergoeding van andere directe of indirecte schade - inclusief neven- of gevolgschade, ongeacht de wettelijke grond - zijn uitgesloten. Dit geldt niet, wanneer MEYRA GmbH een gebrek aan eigendomstitel of verborgen gebrek opzettelijk heeft verzwezen of de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of dat een nalatige inbreuk van essentiële contractuele verplichtingen het geval is. Onder essentiële contractuele verplichtingen worden verplichtingen

verstaan, die door vervulling ervan de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maken en waarop de contractpartner regelmatig kan en mag vertrouwen dat deze worden nageleefd. In het geval van materiële en vermogensschade veroorzaakt door licht nalatig gedrag, is de vervangingsplicht van MEYRA GmbH echter qua hoogte beperkt tot de contractgerelateerde voorzienbare schade. Uitgesloten zijn niet letsel- en/of gezondheidsschade die door nalatig plichtverzuim van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordiger of agenten is ontstaan.

8.7. Aansprakelijkheid volgens de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9. VERJARING

Claims van de klant op grond van materiële defecten verjaren twee jaar vanaf de overgave/aflevering van de goederen aan de klant. De verjaringstermijn voor vervangende apparatuur en reparaties is 1 jaar vanaf overgave/aflevering van de goederen aan de klant. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims op grond van leven, lichaam of gezondheid en/of schadeclaims op grond van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dit opzicht zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

9.1. SERVICE VERVANGENDE APPARATUUR

Onafhankelijk van de garantie biedt MEYRA GmbH de klant aan defecte apparatuur te vervangen door geheel gereviseerde apparatuur. De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze ter vervanging aangeboden apparatuur:

- Vervangende apparatuur is geheel gereviseerd en technisch in orde.
- Het defecte apparaat moet binnen 15 werkdagen kosteloos aan MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat wordt ons eigendom.
- Als wij het apparaat niet terugkrijgen, berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat 95% van de nieuwprijs.
- Het geretourneerde apparaat moet overeenkomen met het geleverde vervangingsapparaat qua type en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag alleen slijtagesporen door normaal gebruik vertonen.
- De beoordeling of het geretourneerde apparaat voldoet aan bovengenoemde voorwaarden berust bij MEYRA GmbH. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat eveneens de bovengenoemde prijs verminderd met de restwaarde van het geretourneerde apparaat.

10. AANSPRAKELIJKHEID BIJ WIJZIGINGEN IN DE CONSTRUCTIE

Opgemerkt zij dat bij speciaal geproduceerde producten er scherpere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Wijzigingen in de constructie van MEYRA GmbH-artikelen door de klant of een door hem bevoegde derde zijn alleen toegestaan wanneer ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen en onze bedrijfsleiding vooraf schriftelijk goedkeuring voor deze wijzigingen heeft gegeven. Voor dit doel moet ons op verzoek een gewijzigd model met constructietekening ter beschikking worden gesteld. Als deze wijzigingen in de constructie zonder schriftelijke toestemming van onze bedrijfsleiding worden uitgevoerd en er ontstaat schade aan een derde door deze wijzigingen waarvoor wij normaliter verantwoordelijk zijn, dan is de klant verplicht ons binnen de contractuele relatie te vrijwaren tegen alle claims van deze derde.

11A. RETOURNERINGEN VAN EINDPRODUCTEN EN COMPONENTEN

Retourneringen zonder bijgevoegd afschrift van het afleverbewijs of rekening worden niet teruggenomen. Retourneringen (in originele verpakking en in absoluut nieuwe staat) worden gecrediteerd met 80% van de nettowaarde van de goederen. Uitgesloten van terugname zijn artikelen die langer dan 3 maanden geleden werden geleverd, speciaal gemaakte producten, hygiënische artikelen, volle batterijen en artikelen met een nettowaarde van minder dan € 100,-. Daarnaast zijn op het individu gemaakte rolstoelen (bijv.: kinderrolstoelen en aanpasbare rolstoelen). Het risico voor het transport berust bij de verzender. Als kosten voor reiniging en / of desinfectie worden gemaakt voor goedgekeurde retourzendingen, worden deze gefactureerd tegen een vast tarief van minimaal € 79 netto

11B. ORDERANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

11B.1. Orderannuleringen zonder vooraf overeen- gekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

11B.2. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.

11B.3. Als toestemming voor het annuleren van eindproducten die gereed zijn voor levering plaatsvindt, dan is het volgende van toepassing:

- Reha-artikelen worden volledig vergoed.
- Rolstoelen speciaal gemaakt zoals sportrolstoelen worden principieel niet teruggenomen.
- Bij annulering van aanpasbare rolstoelen wordt een aandeel in de kosten van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen bedraagt 5%. Voor standaard c.q. lichtgewicht rolstoelen worden 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

11C. TERUGNAME / AFVOER

Onze prijzen zijn exclusief kosten voor terugname en afvoer van complete oude apparaten van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. Op verzoek regelen wij tegen betaling van kosten de terugname en recycling / afvoer ook van die apparaten mits deze door ons werden verhandeld. Retourneringen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

12. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zijn gerechtigd persoonlijke gegevens van de klant in het kader van wettelijke bepalingen, met name de Basisverordening gegevensbescherming, op te slaan en bedrijfsintern te verwerken.

13. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT, VRIJWARINGSCLAUSULE

13.1. Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen, is de hoofdvestiging van MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf de plaats van uitvoering.

13.2. Alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in onze vestigingsplaats Kalletal-Kalldorf. Daarnaast zijn wij gerechtigd de klant ook in een andere bevoegde rechtbank te vervolgen.

13.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het UN-kooprecht is van toepassing.

13.4. Als bijzonderlijke bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.